

Instrukcja użycia

519.970
Specjalny olej Synthes®, 40 ml



Narzędzia i implanty
zatwierdzone przez Fundację
AO.

519.970

Specjalny olej Synthes®, 40 ml

Przeznaczenie

Specjalny olej Synthes® jest przeznaczony do smarowania narzędzi chirurgicznych lub ich komponentów oraz do ich konserwacji.

Informacje ogólne

Z technicznego punktu widzenia specjalny olej Synthes® może wspierać właściwości mechaniczne narzędzi medycznych oraz ich komponentów, ograniczać ścieranie i korozję, a tym samym wytwarzanie ciepła, i wreszcie wydłużyć okres przydatności narzędzi do użycia. Warstwa oleju nie przeszkadza w skutecznej sterylizacji. Specjalny olej Synthes® to produkt bez silikonu

Instrukcje bezpieczeństwa

Specjalny olej Synthes® jest przeznaczony do smarowania wyłącznie systemów napędów Synthes oraz narzędzi po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi odpowiedniego narzędzia chirurgicznego lub napędu. Nie stosować produktu z napędami Electric Pen Drive, Air Pen Drive oraz napędami Anspach.

Specjalny olej Synthes® należy nakładać bezpośrednio przed sterylizacją.

Specjalny olej Synthes® jest przeznaczony do stosowania przez dział dezynfekcji i sterylizacji lub centrum serwisowe i pracowników produkcyjnych Synthes.

Nie stosować specjalnego oleju Synthes® po wskazanym terminie przydatności.

Instrukcje bezpiecznego stosowania, utylizacji oraz potencjalnych zagrożeń związanych z określonymi mieszaninami chemicznymi dotyczącymi tego produktu są dostępne do wglądu w odpowiedniej karcie charakterystyki materiału (SE_492010).

Egzemplarz można uzyskać pisząc na adres msds@synthes.com.

Zastosowanie

1. Sprawdzić datę przydatności i zdjąć wieczko.
2. Usunąć plombę bezpieczeństwa dozownika za pomocą nożyczek.
3. Dla komfortu obsługi i precyzyjnego aplikowania zalecamy stosowanie końcówki dozującej (Nordson, zielona, d = 0,84 mm).
4. W celu poprawnego stosowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi odpowiedniego systemu napędu lub narzędzia chirurgicznego.

Środki ostrożności:

- Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem
- Przeczytać instrukcję stosowania, przestrzegać jej i zachować ją



Objaśnienie symboli



Uwaga



Przed przystąpieniem do korzystania z wyrobu należy zapoznać się z instrukcją użycia.



Ten przyrząd spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych. Zgodność została potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną, a wyrób nosi oznakowanie CE.



Wytwórca



Wyrób niesterylny



Chronić przed światłem słonecznym



Data ważności

© DePuy Synthes Powertools, oddział firmy Synthes GmbH, 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone. **60099544 SE_484729 AB 10/2016**

I_Specjalny_olej_Synthes_PL_ver.1



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Szwajcaria
Tel. +41 61 965 61 11
Faks +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com





Authorised Representative

DePuy Ireland UC
Loughbeg
Ringaskiddy
Co. Cork Ireland