

---

Navodila za uporabo

03.835.043

Ročaj z omejevalnikom navora,  
raven z zatikalnim ključem, 3 Nm

To navodilo za uporabo ni namenjeno  
distribuciji v ZDA.

# Navodila za uporabo

Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo, brošuro podjetja Synthes »Pomembne informacije« in navodila za ustrezne kirurške tehnike. Seznanjeni morate biti s primerno kirurško tehniko.

## Material(-i)

Material(-i): Standard(-i):  
Nerjavno jeklo ASTM F899/A276/A564  
Silikon

## Namen uporabe

Ročaj z omejevalnikom navora je predviden za pomoč pri vsaditvi vsadkov Synthes.

## Indikacije in kontraindikacije

Če ročaj z omejevalnikom navora uporabljate skupaj z vsadki ali instrumenti, preberite indikacije in kontraindikacije ter dodatne kirurške korake v gradivu o ustreznih kirurških tehnikah.

## Kombiniranje medicinskih pripomočkov

Podjetje Synthes ni izvedlo preskusa združljivosti s pripomočki drugih izdelovalcev, zato v takšnih primerih ne prevzema odgovornosti.

## Priprava pripomočka na uporabo

Izdelke podjetja Synthes, ki ob dobavi niso sterilni, je treba pred kirurško uporabo očistiti in sterilizirati s paro. Pred čiščenjem odstranite vso prvotno ovojnino. Pred sterilizacijo s paro položite izdelek v odobren ovoj ali posodo. Upoštevajte navodila za čiščenje in sterilizacijo, ki so navedena v brošuri podjetja Synthes »Pomembne informacije«.

## Priprava pripomočka na ponovno uporabo

Podrobna navodila za pripravo vsadkov, instrumentov in ohišij na ponovno uporabo so navedena v brošuri »Pomembne informacije«. Dokument »Razstavljanje večdelnih instrumentov« z navodili za sestavljanje in razstavljanje instrumentov je na voljo na spletni strani:  
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Dodatne informacije o posameznem pripomočku

Pomembna opomba o servisiranju

Servisiranje instrumentov z omejevalnikom navora priporočamo:

- vsakih 6 mesecev ali po 50 ciklih avtoklaviranja, kar nastopi prej;
- če sumite, da instrument ni več umerjen.

Servisiranje se izvaja po običajnih prodajnih poteh, ki jih ima vzpostavljene podružnica v zadevni državi.



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)