
Upute za uporabu 03.820.282 klizni čekić za vratnu kralješnicu

Ove upute za uporabu nisu namijenjene za distribuciju u SAD-u.



Authorised Representative

DePuy Ireland UC
Loughbeg
Ringaskiddy
Co. Cork Ireland

Upute za uporabu

03.820.282 klizni čekić za vratnu kralješnicu

Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute za uporabu, brošuru Synthes „Važne informacije“ i proučite odgovarajuće kirurške tehnike. Svakako se upoznajete s odgovarajućim kirurškim tehnikama.

Materijal

Materijal: Standard:
Nehrđajući čelik DIN EN ISO 10088-3
Nehrđajući čelik DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Namjena

Klizni čekić za vratnu kralješnicu namijenjen je samo za uporabu s instrumentima za vađenje, poput šila ili držača implantata. Nemojte ga nikada koristiti za guranje instrumenata prema naprijed u tijelo kralješka.

Klizni čekić za vratnu kralješnicu gurnite do kraja instrumenta dok spojka za brzo spajanje ne klikne na mjesto. Instrument uhvatite jednom rukom, a drugom rukom povucite klizni čekić prema gore kako biste izvukli instrument iz tijela kralješka. Ponavljajte proces sve dok ne izvadite instrument.

Odvojite čekić za vratnu kralješnicu s instrumenta gurajući jedan njegov kraj kliznim čekićem.

Upozorenja

Upozorenja specifična za uređaj:

Nemojte ga nikada koristiti za guranje instrumenata prema naprijed.

Klizni čekić za vratnu kralješnicu nemojte nikada ispuštati dok je pričvršćen na instrument u pacijentu, kako biste izbjegli ozljeđivanje anatomskih struktura zbog nagibanja konstrukcije instrumenta.

Na klizni čekić za vratnu kralješnicu nemojte primjenjivati prekomjernu silu i izbjegavajte nekontrolirano ispuštanje utega kliznog čekića.

Kombiniranje medicinskih uređaja

Klizni čekić za vratnu kralješnicu može se koristiti samo za vađenje instrumenata.

Tvrtka Synthes nije ispitala kompatibilnost s uređajima ostalih proizvođača te u slučaju njihova korištenja ne preuzima nikakvu odgovornost.

Obrada prije uporabe uređaja

Tijekom čišćenja i sterilizacije uteg kliznog čekića treba postaviti u sredinu šipke vodilice.

Proizvodi tvrtke Synthes isporučeni u nesterilnom stanju moraju se prije korištenja u kirurškom zahvatu sterilizirati parom. Prije čišćenja odstranite cijelo originalno pakiranje. Prije sterilizacije parom proizvod stavite u prikladan omot ili spremnik. Slijedite upute za čišćenje i sterilizaciju navedene u brošuri Synthes „Važne informacije“.

Obrada/ponovna obrada uređaja

Detaljne upute za obradu implantata i ponovnu obradu uređaja za višekratnu uporabu, plitica i kutija za instrumente navedene su u brošuri Synthes „Važne informacije“. Upute o sastavljanju i rastavljanju instrumenata „Rastavljanje instrumenata sastavljenih od više dijelova“ mogu se preuzeti s:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com