
Инструкция по применению 03.820.282 Ударный ползун для шейного отдела позвоночника

Настоящая инструкция по применению не предназначена
для распространения на территории США.



Authorised Representative

DePuy Ireland UC
Loughbeg
Ringaskiddy
Co. Cork Ireland

Инструкция по применению

03.820.282 Ударный ползун для шейного отдела позвоночника

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по применению, брошюрой Synthes «Важная информация» и соответствующими хирургическими техниками перед применением. Убедитесь, что вы ознакомились с соответствующими хирургическими техниками.

Материал

Материал: Стандарт:
Нержавеющая сталь DIN EN ISO 10088-3
Нержавеющая сталь DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Область применения

Ударный ползун для шейного отдела позвоночника используется исключительно для извлечения инструментов, например, медицинского долота или приспособления, удерживающего имплантат. Категорически запрещается применять устройство для продвижения инструментов в тело позвонка.

Продвиньте ударный ползун для шейного отдела позвоночника в конец инструмента до фиксации инструмента быстроразъемным соединением. Одной рукой удерживая инструмент, при помощи другой руки примените к ударному ползуну усилие, направленное вверх, чтобы вытянуть инструмент из тела позвонка. Повторяйте процесс до извлечения инструмента.

Отсоедините ударный ползун для шейного отдела позвоночника от инструмента, потянув за конец ударного ползуна.

Предупреждения

Предупреждения при использовании данного конкретного устройства:

Категорически запрещается применять устройство для продвижения инструментов.

Запрещается выпускать ударный ползун для шейного отдела позвоночника из рук, когда он прикреплен к инструменту, находящемуся в пациенте, во избежание травмирования анатомических структур вследствие опрокидывания конструкции инструментов.

Не применяйте к ударному ползуну для шейного отдела позвоночника чрезмерное усилие и избегайте неумышленного падения ударного ползуна.

Совместимость медицинских устройств

Ударный ползун для шейного отдела позвоночника может использоваться только для извлечения инструментов.

Испытания на совместимость с устройствами, поставляемыми другими производителями, не проводились, и компания Synthes не несет ответственности в случае их применения.

Обработка устройства перед использованием

Во время чистки и стерилизации масса ударного ползуна должна располагаться посередине направляющей штанги.

Изделия Synthes, поставляемые нестерильными, должны быть очищены и стерилизованы паром до хирургического использования. Перед чисткой снимите заводскую упаковку. Перед стерилизацией паром поместите изделие в одобренную производителем упаковку или контейнер. Следуйте инструкции по очистке и стерилизации, указанной в брошюре Synthes «Важная информация».

Обработка или повторная обработка устройства

Подробные инструкции по обработке имплантатов и повторной обработке устройств многократного использования, лотков для инструментов и чехлов описаны в брошюре компании Synthes «Важная информация». Инструкцию по сборке и разборке инструментов «Разборка многокомпонентных инструментов» можно загрузить по адресу:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com