

English**microSaws and Small Attachments****Indications For Use**

Intended for cutting and shaping bone including spine and cranium.

Note: The following instructions are written such that the handpiece and attachments are held with distal end pointed away from user.

XMax, microMax, and eMax Keyless Driver (DRIVER)**Assembly**

1. Ensure knurled knob on handpiece is in "Run" or "Secure" position.
2. Insert drive shaft of keyless driver into handpiece and rotate clockwise until locked. Gently twist back and forth to ensure it is locked into position.

Disassembly

1. Pull knurled knob down and twist counterclockwise until it seats into position.
2. Rotate DRIVER counterclockwise and remove.

Black Max Keyless Driver (BM-DRIVER)**Assembly**

1. Ensure locking lever is up.
2. Align notch on keyless driver with "Release" arrow on handpiece while inserting drive shaft of Keyless Driver into handpiece. Rotate keyless driver clockwise until notch is aligned with "Secure" arrow on handpiece. Push locking lever down to locked position.

Disassembly

1. Raise locking lever.
2. Rotate BM-DRIVER counterclockwise and remove from handpiece.

Oscillating (O-SAW), Sagittal (S-SAW), and Reciprocating (R-SAW) Saw Attachments**Assembly**

1. Insert attachment drive shaft into distal end of keyless driver. Rotate until three tabs on attachment engage three slots in keyless driver.
2. Continue to rotate counterclockwise while pushing attachment into keyless driver until attachment locks into position and release ring snaps into position. When fully engaged, contours on keyless driver body, release ring, and saw attachment will be in alignment.

Disassembly

1. With one hand supporting attachment, rotate release ring on keyless driver with other hand counterclockwise until attachment is released.

Oscillating Saw Blade Assembly

1. Press down on release button to open saw blade mounting plates.
2. Insert saw blade into opening and align saw blade hub with locking pins in mounting plates. Oscillating saw blades can be aligned in 45° increments.
3. Release button and ensure mounting plates are firmly seated on saw blade without gaps.

Sagittal Saw Blade Assembly

1. Press down on release button to open saw blade mounting plate.
2. Insert saw blade into opening and align saw blade hub with locking pins in mounting plate. Oscillating saw blades can be aligned in 45° increments.
3. Release button and ensure mounting plates are firmly seated on saw blade without gaps.

Reciprocating Saw Blade Installation

1. Rotate chuck counterclockwise until chuck has opened sufficiently to accept a saw blade.
2. If blade has a shank with a shaft, insert shaft of blade in chuck jaws until it is fully inserted and tighten chuck knob clockwise until snug.
3. If blade has a flat shank, insert blade into slots in chuck until it is fully inserted and tighten chuck knob clockwise until snug.

Saw Blade Removal

1. Saw blade removal is reverse of installation.

J-Latch (SA-JLATCH) and Keyless Jacobs Chuck (SA-JACOBS) Attachments

Note: Keyless driver stands for either DRIVER or BM-DRIVER.

Assembly

1. Insert attachment drive shaft into distal end of keyless driver. Rotate until three tabs on attachment engage three slots in keyless driver.

2. Continue to rotate counterclockwise while pushing attachment into keyless driver until attachment locks into position and release ring snaps into position.

3. When fully engaged, contours on keyless driver body, release ring, and small attachment will be in alignment.

Disassembly

1. With one hand supporting attachment, rotate release ring on keyless driver with other hand counterclockwise until attachment is released.

J-Latch (SA-JLATCH) Dissection Tools

Note: Synthes Anspach does not supply dissection tools for SA-JLATCH small attachments.

Assembly

1. Pull back distal sleeve in direction of arrow on SA-JLATCH attachment and hold it down to insert dissection tool into distal end of attachment.
2. Rotate dissection tool slowly until fully seated.

3. Release distal sleeve and check security of dissection tool by pulling distally on dissection tool.

4. Dissection tool and attachment are secure.

Disassembly

1. Pull back distal sleeve in the direction of arrow on SA-JLATCH and hold it down while pulling dissection tool out distally for removal.

2. Release the distal sleeve.

Keyless Jacobs Chuck (SA-JACOBS) Dissection Tools

Note: Synthes Anspach does not supply dissection tools for SA-JACOBS small attachments.

Assembly

1. Press down on center of release button located on SA-JACOBS attachment while rotating knurled knob on attachment clockwise until fully opened.

2. Insert dissection tool into distal end of attachment until it touches bottom.

3. Rotate knurled knob counterclockwise while centering cutter on attachment until tight; release button.

Indikationen

Für das Schneiden und Formen von Knochen, einschließlich Wirbelsäule und Schädel, vorgesehen.

4. Check security of dissection tool by pulling distally on dissection tool.

5. Dissection tool and attachment are secure.

6. Do not press down on release button while attachment is in use.

Disassembly

1. Press down on center of release button located on SA-JACOBS attachment while rotating knurled knob on attachment clockwise until fully opened.

2. Pull dissection tool out distally for removal.

3. Release button.

Warning: Do not operate without irrigation which is mandatory for proper operation.

WARNINGS

Surgeon is responsible for learning proper techniques in use of equipment; improper use may cause serious injury to user or patient or damage to system. • Instrument operator and all operating room personnel must wear eye protection. • Visually inspect for damage before using; do not use if damage is evident. • Dispose of items contaminated with body fluids or other biohazardous waste. • At end of life cycle recycle or dispose of device in accordance with local and national regulations. • Do not use if the product sterilization barrier or its packaging is compromised. • Do not use, or discontinue use of powered equipment exhibiting excessive temperatures that can cause patient injury (necrosis) and/or user discomfort. • Use of damaged or improperly maintained power equipment and/or misused powered equipment can result in excessive temperatures. • Use caution to avoid cutting or tearing gloves while handling dissection tools. • Dissection tools must be adequately retained within attachment to prevent distal migration, which may cause injury. • Confirm attachment is proper size for dissection tool and that it is secure. • Gently pull on dissection tool shaft to ensure it is fully seated and properly installed. • Only cut visible areas unless an image intensifier is utilized.

• Delicate structures in proximity to dissection must be thoroughly protected to prevent injury. • Maintain firm control of instrument at all times. • Do not bend or use as a lever. • Use a gentle tapping motion or side-to-side motion and let instrument do cutting. • Do not use excessive force. • Forceful side loading of dissection tool may cause fracture of dissection tool, which may cause injury. • Dissection tools are disposable and intended for single patient use only. Do not re-sterilize and/or re-use dissection tools. • Use standard protocol for disposal of sharp instruments. • Continuous extreme cutting at or near stalling conditions will quickly overheat handpiece. • Do not modify. Modification could result in loss of electrical safety.

• To avoid the risk of electric shock, this equipment must only be connected to a supply mains with protective earth. • Do not operate in an explosive flammable environment. • Do not modify ground or power cord. • Portable and Mobile RF communications equipment can affect Medical Electrical Equipment. • Use of accessories or cables other than those provided by Synthes Anspach, and specified for the electric system in use, may result in increased emissions or decreased immunity.

Auseinanderbau

1. Sicherstellen, dass der Rändelknopf am Handstück in der Position steht. 2. Den Rändelknopf nach unten ziehen und nach links drehen, bis er einrastet. 3. Das Bohrfutter (DRIVER) nach links drehen und entfernen.

Schnellspann-Bohrfutter XMax, microMax und eMax (DRIVER)**Montage**

1. Sicherstellen, dass der Rändelknopf am Handstück in der Position "Run" oder "Secure" steht. 2. Den Antriebschaft des Schnellspann-Bohrfutters in das Handstück einführen und bis zum Verringeln nach rechts drehen. Behutsam vor- und zurückdrehen, um sicherzustellen, dass er fest verriegelt ist. 3. Die distale Hülse loslassen.

Warning: Do not operate without irrigation which is mandatory for proper operation.

WARNINWEISE

Der Chirurg ist für das Erlernen der richtigen Methoden für den Einsatz der Geräte verantwortlich. Unsachgemäßes Gebrauch kann zu schweren Verletzungen des Benutzers oder Patienten bzw. zu Schäden am System führen. • Der Instrumentenbediener sowie das gesamte Personal im Operationssaal müssen einen Augenschutz tragen. • Das System vor dem Gebrauch visuell auf Schäden inspizieren; bei offensichtlichen Beschädigungen nicht verwenden. • Mit Körperfüssigkeiten oder anderem biologisch gefährlichem Abfall kontaminierte Teile entsorgen. • Das Gerät am Ende seines Lebenszyklus nach den lokalen und nationalen Vorschriften einzeln entsorgen. • Die Kerbe am Schnellspann-Bohrfutter mit dem Entriegelungsspeil ("Release") am Handstück ausrichten; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

2. Den Rändelknopf nach links drehen und dabei das Zubehörteile so weit in das Schnellspann-Bohrfutter drücken, bis dieses einrastet und der Entriegelungsspeil einschnappt. Wenn alle Teile korrekt ineinander gefügt sind, sind die Konturen des Gehäuses des Schnellspann-Bohrfutters, der Entriegelungsspeil und das Sägezubehör aufeinander ausgerichtet.

Auseinanderbau

1. Den Rändelknopf nach links drehen und dabei das Zubehörteile so weit in das Schnellspann-Bohrfutter drücken, bis dieses einrastet und der Entriegelungsspeil einschnappt. Wenn alle Teile korrekt ineinander gefügt sind, sind die Konturen des Gehäuses des Schnellspann-Bohrfutters, der Entriegelungsspeil und das Sägezubehör aufeinander ausgerichtet.

Montage

1. Sicherstellen, dass der Rändelknopf am Handstück in der Position steht. 2. Den Rändelknopf nach links drehen und dabei das Zubehörteile so weit in das Schnellspann-Bohrfutter drücken, bis dieses einrastet und der Entriegelungsspeil einschnappt. Wenn alle Teile korrekt ineinander gefügt sind, sind die Konturen des Gehäuses des Schnellspann-Bohrfutters, der Entriegelungsspeil und das Sägezubehör aufeinander ausgerichtet.

Montage des oszillierenden (O-SAW), sagittalen (S-SAW) und Gattersägen (R-SAW) -Zubehör**Montage**

1. Den Antriebschaft des Zubehörteiles in das distale Ende des Schnellspann-Bohrfutters einführen. So weit drehen, bis drei Vorsprünge am Zubehör in drei Nuten im Schnellspann-Bohrfutter eingreifen.

2. Weiter nach links drehen und dabei das Zubehörteile so weit in das Schnellspann-Bohrfutter drücken, bis dieses einrastet und der Entriegelungsspeil einschnappt. Wenn alle Teile korrekt ineinander gefügt sind, sind die Konturen des Gehäuses des Schnellspann-Bohrfutters, der Entriegelungsspeil und das Sägezubehör aufeinander ausgerichtet.

Montage des oszillierenden Sägeblattes

1. Auf die Mitte der Freigabetaste am SA-JACOBS-Zubehör drücken; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

2. Das Sägeblatt in die Öffnung sinllen und die Nase mit der Kerbe am Sägeblatt am Zubehör ausrichten; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

Montage des oszillierenden Sägeblattes

1. Auf die Mitte der Freigabetaste am SA-JACOBS-Zubehör drücken; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

2. Das Sägeblatt in die Öffnung sinllen und die Nase mit der Kerbe am Sägeblatt am Zubehör ausrichten; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

Montage des sagittalen Sägeblattes

1. Auf die Mitte der Freigabetaste am SA-JACOBS-Zubehör drücken; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

2. Das Sägeblatt in die Öffnung sinllen und die Nase mit der Kerbe am Sägeblatt am Zubehör ausrichten; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

Montage des gattersägenblattes

1. Auf die Mitte der Freigabetaste am SA-JACOBS-Zubehör drücken; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

2. Das Sägeblatt in die Öffnung sinllen und die Nase mit der Kerbe am Sägeblatt am Zubehör ausrichten; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

Montage des oszillierenden Sägeblattes

1. Auf die Mitte der Freigabetaste am SA-JACOBS-Zubehör drücken; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

2. Das Sägeblatt in die Öffnung sinllen und die Nase mit der Kerbe am Sägeblatt am Zubehör ausrichten; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

Montage des sagittalen Sägeblattes

1. Auf die Mitte der Freigabetaste am SA-JACOBS-Zubehör drücken; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

2. Das Sägeblatt in die Öffnung sinllen und die Nase mit der Kerbe am Sägeblatt am Zubehör ausrichten; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

Montage des gattersägenblattes

1. Auf die Mitte der Freigabetaste am SA-JACOBS-Zubehör drücken; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

2. Das Sägeblatt in die Öffnung sinllen und die Nase mit der Kerbe am Sägeblatt am Zubehör ausrichten; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

Montage des oszillierenden Sägeblattes

1. Auf die Mitte der Freigabetaste am SA-JACOBS-Zubehör drücken; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

2. Das Sägeblatt in die Öffnung sinllen und die Nase mit der Kerbe am Sägeblatt am Zubehör ausrichten; gleichzeitig den Rändelknopf am Zubehör durch Rechtsdrehen ganz öffnen.

Montage des sagittalen Sägeblatt

Italiano-Italian microSaw e piccoli accessori

Indicazioni per l'uso

Previsti per il taglio e la sagomatura di ossa fra cui la colonna vertebrale e il cranio.

Note: le seguenti istruzioni descrivono il funzionamento con la parte distale del manopolo e degli accessori rivolta in direzione opposta all'utente.

Keyless Driver (DRIVER) XMax, micro Max e eMax

Montaggio

1. Verificare che la manopola zigrinata sul manopolo sia in posizione "Run" o "Secure".
2. Inserire lo stelo di azionamento del keyless driver nel manopolo e ruotare in senso orario fino a bloccarlo. Ruotare gentilmente avanti e indietro per verificare che sia bloccato in posizione.

Smontaggio

1. Premere in giù la manopola zigrinata e ruotarla in senso antiorario fino a sistemarla in posizione.
2. Ruotare il DRIVER in senso antiorario e rimuoverlo.

Keyless Driver Black Max (BM-DRIVER)

Montaggio

1. Verificare che la leva di fermo sia in alto.
2. Allineare la tacca sul keyless driver con la freccia "Release" sul manopolo mentre si inserisce lo stelo di azionamento del keyless driver nel manopolo. Ruotare il keyless driver in senso orario fino ad allineare la tacca con la freccia "Secure" sul manopolo. Prendere in giù la leva di fermo nella posizione di blocco.

Smontaggio

1. Sollevare la leva di fermo.
2. Ruotare in senso antiorario il BM-DRIVER e rimuoverlo dal manopolo.

Accessori sega oscillante (O-SAW), sagittale (S-SAW) e reciproca (R-SAW)

Montaggio

1. Inserire lo stelo di azionamento dell'accessorio nell'estremità distale del keyless driver. Ruotare fino a quando tre lingue sull'accessorio non si inseriscono in tre fessure nel keyless driver.
2. Continuare a ruotare in senso antiorario sempre spingendo l'accessorio nel keyless driver fino a quando non si blocca in posizione e l'anello di rilascio non scatta in posizione. Una volta innestato a fondo, i contorni sul corpo del keyless driver, sull'anello di rilascio e sull'accessorio sega saranno allineati.

Smontaggio

1. Sostendendo l'accessorio con una mano, ruotare l'anello di rilascio sul keyless driver con l'altra mano in senso antiorario fino a liberarlo.

Montaggio della lama della sega oscillante

1. Premere in giù il pulsante di rilascio per aprire le piastra di montaggio della lama della sega.
2. Inserire la lama della sega nell'apertura e allineare il raccordo della lama della sega con i piedini di ferro nelle piastrine di montaggio. Le lame della sega oscillante possono essere allineate in incrementi di 45°.
3. Lasciare andare il pulsante e verificare che le piastre di montaggio siano sistematicamente bene sulla lama della sega senza spazi vuoti.

Montaggio della lama della sega sagittale

1. Premere in giù il pulsante di rilascio per aprire la piastra di montaggio della lama della sega.
2. Inserire la lama della sega nell'apertura attraverso la fessura sulla piastra di montaggio e allineare il raccordo della lama della sega con i piedini di ferro nella piastra di montaggio.
3. Lasciare andare il pulsante e verificare che la piastra di montaggio sia sistematicamente bene sulla lama della sega senza spazi vuoti.

Installazione della lama della sega reciproca

1. Ruotare il mandrino in senso antiorario fino a quando non sia aperto sufficientemente per l'inserimento di una lama di sega.
2. Se la lama ha un gambo con uno stelo, inserire a fondo lo stelo della lama nella garza del mandrino e serrare bene la manopola del mandrino in senso orario.
3. Se la lama ha un gambo piatto, inserire a fondo la lama nelle fessure del mandrino e serrare bene la manopola del mandrino in senso orario.

Rimozione della lama della sega

1. Per rimuovere la lama della sega ripetere al contrario la sequenza di installazione.

Accessori J-Latch (SA-JLATCH) e Keyless Jacobs Chuck (SA-JACOBS)

Note: Keyless driver indica DRIVER o BM-DRIVER.

Montaggio

1. Inserire lo stelo di azionamento dell'accessorio nell'estremità distale del keyless driver. Ruotare fino a quando tre lingue sull'accessorio non si inseriscono in tre fessure nel keyless driver.
2. Continuare a ruotare in senso antiorario sempre spingendo l'accessorio nel keyless driver fino a quando l'accessorio non si blocca in posizione e l'anello di rilascio non scatta in posizione.
3. Una volta innestato a fondo, i contorni sul corpo del keyless driver, sull'anello di rilascio e sul piccolo accessorio saranno allineati.

Smontaggio

1. Sostendendo l'accessorio con una mano, ruotare l'anello di rilascio sul keyless driver con l'altra mano in senso antiorario fino a liberare l'accessorio.

Strumenti di dissezione J-Latch (SA-JLATCH)

Note: Synthes Anspach non fornisce strumenti di dissezione per piccoli accessori SA-JLATCH.

Montaggio

1. Tirare indietro la guaina distale in direzione della freccia sull'accessorio SA-JLATCH e tenerla in basso per inserire lo strumento di dissezione nell'estremità distale dell'accessorio.
2. Ruotare lo strumento di dissezione lentamente fino a quando non sia ben sistemato.
3. Lasciare andare la guaina distale e controllare che lo strumento di dissezione sia sicuro tirandolo distalmente.
4. Lo strumento di dissezione e l'accessorio sono ora fissati bene.

Smontaggio

1. Tirare indietro la guaina distale in direzione della freccia sull'accessorio SA-JLATCH e tenerla in basso mentre si estrae lo strumento di dissezione distalmente per rimuoverlo.

2. Lasciare andare la guaina distale.

Português-Portuguese Micro-Serras e Pequenos Acessórios

Instrumentos de dissecação Keyless Jacobs Chuck (SA-JACOBS)

Note: Synthes Anspach não fornece instrumentos de dissecação para o uso com os acessórios picolétes SA-JACOBS.

Montagem

1. Premere no centro do pulsante de liberação posto no acessório SA-JACOBS, girando ao mesmo tempo a manopula zigrinada sobre o acessório em sentido orário até que o botão esteja apertado.

2. Inserir o instrumento de dissecação na extremidade distal do acessório.

3. Girar a manopula zigrinada centrando a fresa sobre o acessório em sentido orário até que o instrumento esteja seguro.

4. O instrumento de dissecação e o acessório estão seguros.

Desmontagem

1. Desenectar o botão de liberação do acessório SA-JACOBS girando ao mesmo tempo a manopula zigrinada sobre o acessório em sentido anti-orário.

2. Retirar o instrumento de dissecação da extremidade distal do acessório.

3. Girar a manopula zigrinada para soltar o acessório.

Instrumentos de Dissecção de Mandril Jacobs Sem Chave (SA-JACOBS)

Note: Synthes Anspach não fornece instrumentos de dissecação para os acessórios pequenos SA-JACOBS.

Montagem

1. Assegurar-se de que o botão serrilhado no manopulo se encontra na posição "Run" (executar) ou "Secure" (Seguro).

2. Introduzir o eixo do acionador do accionador sem chave no manopulo e rodar para a direita até ficar travado.

3. Controlar que o instrumento de dissecação seja seguro.

4. O instrumento de dissecação e o acessório estão seguros.

Desmontagem

1. Baixar o botão serrilhado no manopulo.

2. Rodar o DRIVER para a esquerda e removê-lo.

Accionador (DRIVER) Sem Chave XMax, microMa e eMax

Montagem

1. Assegurar-se de que o botão serrilhado no manopulo se encontra na posição "Run" ou "Secure".

2. Inserir o eixo de azionamento do keyless driver no manopulo e rotear em sentido orário fino a bloccarlo.

3. Controlar que o instrumento de dissecação seja seguro.

4. O instrumento de dissecação e o acessório estão seguros.

Desmontagem

1. Baixar o botão serrilhado no manopulo.

2. Rodar o DRIVER para a esquerda e removê-lo.

Accionador Sem Chave Black Max (BM-DRIVER)

Montagem

1. Assegurar-se de que a alavanca de bloqueio está virada para cima.

2. Alinhar o entalhe no acionador sem chave com a seta "Release" (Libertar) no manopulo enquanto introduz o eixo do acionador do Accionador Sem Chave no manopulo.

3. Rodar o acionador sem chave para a direita até que o entalhe fique alinhado com a seta "Secure" (Seguro) no manopulo.

4. Empurrar a alavanca de bloqueio para a posição de bloco.

Desmontagem

1. Elevar a alavanca de bloqueio.

2. Rodar o BM-DRIVER para a esquerda e retirá-lo.

Accessori sega oscillante (O-SAW), sagittale (S-SAW) e reciproca (R-SAW)

Montagem

1. Inserir o eixo do acionador na extremidade distal do acionador sem chave.

2. Rodar até engatar as três abas de fixação do acessório na tréz ranhuras do acionador sem chave.

3. Continuar a rodar para a esquerda enquanto simultaneamente empurra o acessório para dentro do acionador sem chave até que o acessório fique bloqueado em posição e o anel de desenlace encaixe em posição. Quando completamente engatado, os contornos do corpo do acionador sem chave, o anel de desenlace e o acessório estarão alinhados.

Desmontagem

1. Com uma mão segurando o acessório, rodar o anel de desenlace do acionador sem chave para a esquerda com a outra mão até soltar o acessório.

Montagem da Lâmina da Serra Oscilante

1. Premir o botão de desenlace para abrir as placas de montagem da lâmina da serra.

2. Inserir a lâmina da serra na abertura e alinhar o eixo da lâmina da serra com as caivilhas de bloqueio nas placas de montagem.

3. Girar a lâmina da serra para a direita.

4. Segurar a lâmina da serra com as caivilhas de bloqueio.

5. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

6. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

7. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

8. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

9. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

10. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

11. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

12. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

13. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

14. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

15. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

16. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

17. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

18. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

19. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

20. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

21. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

22. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

23. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

24. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

25. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

26. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

27. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

28. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

29. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

30. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

31. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

32. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

33. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

34. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

35. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

36. Segurar a lâmina da serra com as placas de montagem.

3