
Kasutusjuhend

- 387.343 SynFrame'i juhtetoru
- 387.344 SynFrame'i nurkvarras
- 387.336 SynFrame'i hoidmisvõru

Käesolev kasutusjuhend ei ole ette nähtud levitamiseks Ameerika Ühendriikides.

Kasutusjuhend

387.343	SynFrame'i juhtetoru nurkvardale nr 387.344, põhisüsteemile
387.344	SynFrame'i nurkvarras põhisüsteemile
387.336	SynFrame'i hoidmisvõru, Ø 300 mm, kaheosaline, täisring, põhisüsteemile

Enne kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit, Synthes'i brošüüri „Oluline teave“ ja vastavaid kirurgiliste meetodite juhendeid. Veenduge, et tunnete asjakohast kirurgilist meetodit.

Materjalid

Materjalid	Standardid
Roostevaba teras (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276

Kasutusotstarve

SynFrame on kirurgiline meetod ja tagasitõmbesüsteem. See koosneb põhisüsteemist (põhikonstruktsioonist) ja moodulitest, mis on spetsiaalselt kavandatud mitmesuguste näidustuste ja/või kirurgiliste meetodite (nt diski täieliku asendamise anterioorne lumbaalne meetod) nõuete ja vajaduste järgi.

Töötlemine enne seadme kasutamist

Synthes'i tooted, mis on tarnitud mittesterilsetena, tuleb enne kirurgilist kasutamist puhastada ja auruga steriliseerida. Enne puhastamist eemaldage kogu originaalpakend. Enne auruga steriliseerimist asetage toode asjakohasesse pakendisse või mahutisse. Järgige Synthes'i brošüüris „Oluline teave“ esitatud puhastus- ja steriliseerimisjuhiseid.

Seadme töötlemine/taastötlemine

Implantaatide töötlemise ning korduskasutatavate seadmete, instrumentialuste ja karpide taastötlemise üksikasjalikud juhised on toodud Synthes'i brošüüris „Oluline teave“. Instrumentide kooste ja lahtivõtmise juhised „Mitmeosaliste instrumentide lahtivõtmine“ võib alla laadida veebilehelt: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Seadme põhine lisateave

SynFrame'i süsteem on maandatud operatsioonilauast isoleeritud SynFrame'i universaalse operatsioonilaua hoidikuga (387.342) vastavalt ohutusstandarditele IEC 60601-1 ja IEC 60602-2, VDE 0750 osa 2 ja VDE 0753, milles käsitletakse patsiendi maandusvaba positsioneerimist.

Synthes võib tagada patsiendi maandusvaba positsioneerimise üksnes juhul, kui SynFrame'i kasutatakse koos SynFrame'i universaalse operatsioonilaua hoidikuga (387.342), mis peab olema täielikult töökorras.

Universaalse hoidiku käsitlemise juhiseid vt SynFrame'i kirurgilise meetodi juhendist (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com