

---

## Upute za uporabu

387.343 cijev vodilica SynFrame

387.344 kutna šipka SynFrame

387.336 pričvrсни prsten SynFrame

Ova uputa za uporabu nije namijenjena za distribuciju u SAD-u.

# Upute za uporabu

387.343	cijev vodilica Syn, za kutnu šipku br. 387.344, za osnovni sustav
387.344	kutna šipka SynFrame, za osnovni sustav
387.336	pričvrсни prsten SynFrame Ø 300 mm, dvodijelni, komplet, za osnovni sustav

Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute za uporabu, brošuru Synthes „Važne informacije“ i proučite odgovarajuće kirurške tehnike. Svakako se upoznajte s odgovarajućim kirurškim tehnikama.

## Materijali

Materijali:	Norme:
Nehrdajući čelik (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276

## Namjena

SynFrame je sustav za kirurški pristup i retrakciju. Sastoji se od osnovnog sustava (osnovne konstrukcije) i modula koji su posebno dizajnirani za pojedine zahtjeve i potrebe različitih indikacija i/ili tehnika pristupa (npr. pristup lumbalnom dijelu s prednje strane radi kompletne zamjene diska).

## Obrada prije uporabe uređaja

Proizvodi tvrtke Synthes isporučeni u nesterilnom stanju moraju se prije korištenja u kirurškom zahvatu sterilizirati parom. Prije čišćenja odstranite cijelo originalno pakiranje. Prije sterilizacije parom proizvod stavite u prikladan omot ili spremnik. Slijedite upute za čišćenje i sterilizaciju navedene u brošuri Synthes „Važne informacije“.

## Obrada/ponovna obrada uređaja

Detaljne upute za obradu implantata i ponovnu obradu uređaja za višekratnu uporabu, plitica i kutija za instrumente navedene su u brošuri Synthes „Važne informacije“. Upute o sastavljanju i rastavljanju instrumenata „Rastavljanje instrumenata sastavljenih od više dijelova“ mogu se preuzeti s: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Dodatne informacije o uređaju

Sustav SynFrame izoliran je od uzemljenja operacijskog stola pomoću univerzalnog držača SynFrame za operacijski stol (387.342) u skladu sa sigurnosnim standardima IEC 60601-1 i IEC 60602-2, VDE 0750 Dio 2 i VDE 0753 o pozicioniranju pacijenta bez uzemljenja.

Synthes može jamčiti pozicioniranje pacijenta bez uzemljenja samo ako se SynFrame koristi u kombinaciji sa univerzalnim držačem SynFrame za operacijski stol (387.342) koji mora biti u savršenom stanju.

Upute o rukovanju univerzalnim držačem potražite u kirurškoj tehnici SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)