

---

## Návod na použitie

387.343      Zavádzacia trubica SynFrame

387.344      Uhlová tyč SynFrame

387.336      Pridržiavací krúžok SynFrame

Tento návod na použitie nie je určený na distribúciu v USA.

# Návod na použitie

387.343	Zavádzacia trubica SynFrame, pre uhlovú tyč č. 387.344, pre základný systém
387.344	Uhlová tyč SynFrame, pre základný systém
387.336	Pridržiavací krúžok SynFrame Ø 300 mm, dvojdielny, úplný, pre základný systém

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie, brožúru spoločnosti Synthes Dôležité informácie a návod k príslušným chirurgickým technikám. Uistite sa, že dobre ovládate príslušnú chirurgickú techniku.

## Materiály

Materiály:	Normy:
Nehrdzavejúca oceľ (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276

## Na čo pomôcka slúži

SynFrame je chirurgický prístupový a retrakčný systém. Skladá sa zo základného systému (základnej konštrukcie) a modulov, ktoré boli špeciálne navrhnuté pre príslušné požiadavky a potreby rôznych indikácií a/alebo prístupových techník (napr. predný lumbálny prístup pre totálnu náhradu platničky).

## Ošetrovanie pomôcky pred použitím

Výrobky spoločnosti Synthes dodávané v nesterilnom stave sa musia pred chirurgickým použitím očistiť a sterilizovať parou. Pred čistením odstráňte všetky pôvodné obaly. Pred sterilizáciou parou vložte výrobok do schváleného obalu alebo nádoby. Postupujte v súlade s pokynmi na čistenie a sterilizáciu uvedenými v brožúre spoločnosti Synthes Dôležité informácie.

## Príprava na použitie/opakované použitie pomôcky

Podrobné pokyny týkajúce sa prípravy implantátov na použitie a prípravy na opakované použitie pomôcok na opakované použitie, podnosov na nástroje a puzdier sú uvedené v brožúre spoločnosti Synthes Dôležité informácie. Pokyny týkajúce sa montáže a demontáže nástrojov „Demontáž nástrojov z viacerých častí“ si môžete prevziať z webovej stránky: <http://emea.depuyssynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Ďalšie informácie špecifické pre túto pomôcku

Systém SynFrame je izolovaný pomocou univerzálneho držiaka SynFrame pre stôl operačnej sály (387.342) od uzemneného stola operačnej sály v súlade s bezpečnostnými normami IEC 60601-1 a IEC 60602-2, VDE 0750 časť 2 a VDE 0753 o polohovaní pacienta bez uzemnenia.

Spoločnosť Synthes môže zaručiť neuzemnenú polohu pacienta, len ak sa systém SynFrame používa spolu s univerzálnym držiakom SynFrame alebo so stolom operačnej sály (387.342), ktorý musí byť v bezchybnom stave.

Pokyny týkajúce sa manipulácie s univerzálnym držiakom nájdete v návode spoločnosti Synthes k chirurgickej technike (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuyssynthes.com](http://www.depuyssynthes.com)