
Kullanım Talimatları

- 387.343 SynFrame Kılavuz Tüp
- 387.344 SynFrame Açılı Rod
- 387.336 SynFrame Tutma Halkası

Bu kullanım talimatları
ABD'de dağıtılmak üzere tasarlanmamıştır.

Kullanım Talimatları

387.343	SynFrame Kılavuz Tüp, Açılı Rod No. 387.344 için, Temel Sistem için
387.344	SynFrame Açılı Rod, Temel Sistem için
387.336	SynFrame Tutma Halkası Ø 300mm, iki parça, tam, Temel Sistem için

Kullanmadan önce lütfen bu kullanım talimatlarını, Synthes broşüründeki "Önemli Bilgiler"i ve ilgili cerrahi teknikleri dikkatle okuyun. Uygun cerrahi tekniğe aşına olduğunuzdan emin olun.

Materyaller

Materyaller:	Standartlar:
Paslanmaz Çelik (SS)	ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronik 60 (SS)	ASTM F 899, ASTM A 276

Kullanım amacı

SynFrame bir cerrahi yaklaşım ve retraksiyon sistemidir. Temel bir sistem (temel yapı) ile çeşitli endikasyonlar ve/veya yaklaşım tekniklerine (ör. total disk protezi için anterior lumbal yaklaşım) yönelik gereklilikler ve ihtiyaçlar için özel olarak tasarlanmış modüllerden oluşur.

Cihazın kullanımından önce yapılması gereken işlem

Steril olmayan durumda sağlanan Synthes ürünleri cerrahi kullanımdan önce temizlenmeli ve buharla sterilize edilmelidir. Temizlemeden önce tüm orijinal ambalajı çıkarın. Buhar sterilizasyonu öncesinde ürünü onaylanmış bir sargı malzemesi veya kaba koyun. Synthes "Önemli Bilgiler" broşüründe verilen temizleme ve sterilizasyon talimatlarını takip edin.

Cihazın işlemden/tekrar işlemde geçirilmesi

İmplantların işlemde geçirilmesi ve tekrar kullanılabilir cihazların, enstrüman tepşilerinin ve muhafazalarının tekrar işlemde geçirilmesiyle ilgili detaylı talimatlar Synthes "Önemli Bilgiler" broşüründe tarif edilmektedir. Aletlerin montaj ve demontaj talimatları "Çok Parçalı Aletlerin Sökülmesi" şu adresten indirilebilir: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Cihaza özel ek bilgiler

Güvenlik standartları IEC 60601-1 ve IEC 60602-2, VDE 0750 kısım 2 ve topraklamasız hasta konumlandırma ile ilgili VDE 0753 ile uyumlu olarak, SynFrame Sistemi topraklanmış Ameliyathane masasından Ameliyathane Masası için SynFrame Evrensel Tutucu (387.342) ile yalıtılır.

SynFrame'in mükemmel durumda olması gereken Ameliyathane Masası için SynFrame Evrensel Tutucu (387.342) ile birlikte kullanılması durumunda, Synthes yalnızca topraklamasız hasta konumlandırma güvencesi verebilir.

Evrensel Tutucunun kullanılması ile ilgili talimatlar için, SynFrame için cerrahi tekniğine (DSEM/SPN/0616/0530) bakın.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel.: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com