
Upute za uporabu 03.820.282 klizni čekić za vratnu kralješnicu

Ove upute za uporabu nisu namijenjene za distribuciju u SAD-u.

Upute za uporabu

03.820.282 klizni čekić za vratnu kralješnicu

Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute za uporabu, brošuru Synthes „Važne informacije“ i proučite odgovarajuće kirurške tehnike. Svakako se upoznajete s odgovarajućim kirurškim tehnikama.

Materijal

Materijal: Standard:
Nehrđajući čelik DIN EN ISO 10088-3
Nehrđajući čelik DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Namjena

Klizni čekić za vratnu kralješnicu namijenjen je samo za uporabu s instrumentima za vađenje, poput šila ili držača implantata. Nemojte ga nikada koristiti za guranje instrumenata prema naprijed u tijelo kralješka.

Klizni čekić za vratnu kralješnicu gurnite do kraja instrumenta dok spojka za brzo spajanje ne klikne na mjesto. Instrument uhvatite jednom rukom, a drugom rukom povucite klizni čekić prema gore kako biste izvukli instrument iz tijela kralješka. Ponavljajte proces sve dok ne izvadite instrument.

Odvojite čekić za vratnu kralješnicu s instrumenta gurajući jedan njegov kraj kliznim čekićem.

Upozorenja

Upozorenja specifična za uređaj:

Nemojte ga nikada koristiti za guranje instrumenata prema naprijed.

Klizni čekić za vratnu kralješnicu nemojte nikada ispuštati dok je pričvršćen na instrument u pacijentu, kako biste izbjegli ozljeđivanje anatomskih struktura zbog nagibanja konstrukcije instrumenta.

Na klizni čekić za vratnu kralješnicu nemojte primjenjivati prekomjernu silu i izbjegavajte nekontrolirano ispuštanje utega kliznog čekića.

Kombiniranje medicinskih uređaja

Klizni čekić za vratnu kralješnicu može se koristiti samo za vađenje instrumenata.

Tvrtka Synthes nije ispitala kompatibilnost s uređajima ostalih proizvođača te u slučaju njihova korištenja ne preuzima nikakvu odgovornost.

Obrada prije uporabe uređaja

Tijekom čišćenja i sterilizacije uteg kliznog čekića treba postaviti u sredinu šipke vodilice.

Proizvodi tvrtke Synthes isporučeni u nesterilnom stanju moraju se prije korištenja u kirurškom zahvatu sterilizirati parom. Prije čišćenja odstranite cijelo originalno pakiranje. Prije sterilizacije parom proizvod stavite u prikladan omot ili spremnik. Slijedite upute za čišćenje i sterilizaciju navedene u brošuri Synthes „Važne informacije“.

Obrada/ponovna obrada uređaja

Detaljne upute za obradu implantata i ponovnu obradu uređaja za višekratnu uporabu, plitica i kutija za instrumente navedene su u brošuri Synthes „Važne informacije“. Upute o sastavljanju i rastavljanju instrumenata „Rastavljanje instrumenata sastavljenih od više dijelova“ mogu se preuzeti s:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com