

---

# Инструкция по применению 03.820.282 Ударный ползун для шейного отдела позвоночника

Настоящая инструкция по применению не предназначена  
для распространения на территории США.

# Инструкция по применению

## 03.820.282 Ударный ползун для шейного отдела позвоночника

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по применению, брошюрой Synthes «Важная информация» и соответствующими хирургическими техниками перед применением. Убедитесь, что вы ознакомились с соответствующими хирургическими техниками.

### Материал

Материал: Стандарт:  
Нержавеющая сталь DIN EN ISO 10088-3  
Нержавеющая сталь DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

### Область применения

Ударный ползун для шейного отдела позвоночника используется исключительно для извлечения инструментов, например, медицинского долота или приспособления, удерживающего имплантат. Категорически запрещается применять устройство для продвижения инструментов в тело позвонка.

Продвиньте ударный ползун для шейного отдела позвоночника в конец инструмента до фиксации инструмента быстроразъемным соединением. Одной рукой удерживая инструмент, при помощи другой руки примените к ударному ползуну усилие, направленное вверх, чтобы вытянуть инструмент из тела позвонка. Повторяйте процесс до извлечения инструмента.

Отсоедините ударный ползун для шейного отдела позвоночника от инструмента, потянув за конец ударного ползуна.

### Предупреждения

Предупреждения при использовании данного конкретного устройства:

Категорически запрещается применять устройство для продвижения инструментов.

Запрещается выпускать ударный ползун для шейного отдела позвоночника из рук, когда он прикреплен к инструменту, находящемуся в пациенте, во избежание травмирования анатомических структур вследствие опрокидывания конструкции инструментов.

Не применяйте к ударному ползуну для шейного отдела позвоночника чрезмерное усилие и избегайте неумышленного падения ударного ползуна.

### Совместимость медицинских устройств

Ударный ползун для шейного отдела позвоночника может использоваться только для извлечения инструментов.

Испытания на совместимость с устройствами, поставляемыми другими производителями, не проводились, и компания Synthes не несет ответственности в случае их применения.

### Обработка устройства перед использованием

Во время чистки и стерилизации масса ударного ползуна должна располагаться посередине направляющей штанги.

Изделия Synthes, поставляемые нестерильными, должны быть очищены и стерилизованы паром до хирургического использования. Перед чисткой снимите заводскую упаковку. Перед стерилизацией паром поместите изделие в одобренную производителем упаковку или контейнер. Следуйте инструкции по очистке и стерилизации, указанной в брошюре Synthes «Важная информация».

### Обработка или повторная обработка устройства

Подробные инструкции по обработке имплантатов и повторной обработке устройств многократного использования, лотков для инструментов и чехлов описаны в брошюре компании Synthes «Важная информация». Инструкцию по сборке и разборке инструментов «Разборка многокомпонентных инструментов» можно загрузить по адресу:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)