

---

# Brugsanvisning

## 03.835.043

### Momentbegrænserhåndtag, lige med skraldenøgle, 3 Nm

Brugsanvisningen er ikke beregnet til  
distribuering i USA.

# Brugsanvisning

Læs denne brugsanvisning, Synthes-brochuren "Vigtige oplysninger" og de tilhørende anvisninger i kirurgiske teknikker nøje igennem før brug. Sørg for at være bekendt med den egnede kirurgiske teknik.

## Materiale(r)

Materiale(r): Standard(er):  
Rustfrit stål ASTM F899/A276/A564  
Silikone

## Tilslaget anvendelse

Momentbegrænserhåndtaget er beregnet til implantationsunderstøttelse af Synthes-implantater.

## Indikationer og kontraindikationer

I tilfælde af anvendelse af momentbegrænserhåndtaget i kombination med andre implantater eller instrumenter henvises der til de respektive kirurgiske teknikker for indikationer og kontraindikationer samt yderligere kirurgisk praksis.

## Kombination af medicinske anordninger

Synthes har ikke testet kompatibiliteten med anordninger fra andre producenter og påtager sig intet ansvar i disse tilfælde.

## Behandling inden ibrugtagning af anordningen

Synthes-produkter, der leveres ikke-sterile, skal rengøres og dampsteriliseres før kirurgisk brug. Fjern al original emballage før rengøring. Anbring implantatet i et godkendt omslag eller beholder før dampsterilisering. Følg de rengørings- og steriliseringsanvisninger, som er angivet i Synthes-brochuren "Vigtige oplysninger".

## Rengøring og sterilisering af anordningen

Der gives detaljerede oplysninger om rengøring og sterilisering af implantater, instrumenter og etuier i den vedlagte brochure "Vigtige oplysninger". Brochuren med anvisninger i montering og demontering af instrumenter, "Demontering af instrumenter med flere dele", kan downloades fra:  
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Yderligere anordningsspecifikke oplysninger

Vigtig bemærkning vedr. vedligeholdelse

Vi anbefaler, at momentbegrænsere vedligeholdes:

- En gang hver 6. måned eller efter hver 50. autoklaveringssekvens
  - Hvis du har en mistanke om, at instrumentet er kommet ud af kalibrering
- Vedligeholdelse håndteres via datterselskabets normale salgskanaler i hvert land.



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)