

---

# Gebruiksaanwijzing

## 03.835.043

### Handgreep met koppelbegrenzing, recht met ratelsleutel, 3 Nm

Deze gebruiksaanwijzing is niet bedoeld voor  
verspreiding in de VS.

# Gebruiksaanwijzing

Lees vóór gebruik deze gebruiksaanwijzing, de brochure “Belangrijke informatie” van Synthes en de bijbehorende chirurgische technieken zorgvuldig door. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de toe te passen chirurgische techniek.

## Materiaal/materialen

Materiaal/materialen:   Standaard(en):  
Roestvrij staal            ASTM F899/A276/A564  
Silicone

## Beoogd gebruik

De handgreep met koppelbegrenzing is bedoeld om de implantatie van Synthes-implantaten te ondersteunen.

## Indicaties en contra-indicaties

Wanneer de handgreep met koppelbegrenzing wordt gebruikt in combinatie met implantaten of instrumenten, raadpleeg dan de betreffende chirurgische technieken voor indicaties en contra-indicaties en aanvullende chirurgische stappen.

## Combinatie van medische hulpmiddelen

Synthes heeft de compatibiliteit met hulpmiddelen van andere fabrikanten niet getest en is niet aansprakelijk in het geval van toepassing van dergelijke combinaties.

## Behandeling voorafgaand aan het gebruik van het hulpmiddel

Synthes-producten die niet-steriel worden geleverd, moeten gereinigd en met stoom gesteriliseerd worden vóór chirurgisch gebruik. Verwijder vóór reiniging al het originele verpakkingsmateriaal. Doe het product vóór stoomsterilisatie in een goedgekeurde sterilisatieverpakking of -container. Volg de aanwijzingen voor reinigen en steriliseren uit de brochure “Belangrijke informatie” van Synthes.

## Opnieuw verwerken van het hulpmiddel

In de “Belangrijke informatie” vindt u gedetailleerde aanwijzingen voor het opnieuw verwerken van implantaten, instrumenten en dozen. Aanwijzingen voor het monteren en demonteren van instrumenten, “Samengestelde instrumenten demonteren”, kunt u downloaden vanaf:  
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Aanvullende hulpmiddelspecifieke informatie

Belangrijke opmerking over onderhoud

Wij raden aan dat instrumenten met koppelbegrenzing:

- een keer per 6 maanden worden onderhouden of na elke 50 autoclaafcycli, indien dit eerder is;
- onderhouden worden als u denkt dat het instrument niet gekalibreerd is.

Onderhoud wordt uitgevoerd via normale verkoopkanalen van de dochteronderneming in het respectievelijke land.



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)