
Kasutusjuhend

03.835.043

Väänet piirav käepide, sirge, põrkvõtmega, 3 Nm

Käesolev kasutusjuhend ei ole ette nähtud
levitamiseks Ameerika Ühendriikides.

Kasutusjuhend

Tähtis märkus meditsiinitöötajatele ja operatsioonisaali personalile: see kasutusjuhend ei hõlma kogu vajalikku teavet seadme valimise ega kasutamise kohta. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja Synthesi brošüüri „Tähtis teave“. Veenduge, et tunneksite asjakohast kirurgilist protseduuri.

Materjal(id)

Materjal(id): Standard(id):
Roostevara teras ASTM F899/A276/A564
Silikoon

Kasutusotstarve

Väänet piirav käepide on ette nähtud toetama Synthes implantaatide istutamist.

Näidustused ja vastunäidustused

Kui pöördemomenti piiravat käepidet kasutatakse kombinatsioonis implantaatide või instrumentidega, lugege näidustuste ja vastunäidustuste ning täiendavate kirurgiliste toimingute leidmiseks vastavat kasutusjuhendit.

Meditsiiniseadmete kombinatsioon

Synthes ei ole katsetanud ühilduvust teiste tootjate seadmetega ning ei võta sellistel juhtudel endale mingit vastutust.

Töötlemine enne seadme kasutamist

Synthes tooted, mis on tarnitud mittesterilsetena, tuleb enne kirurgilist kasutamist puhastada ja auruga steriliseerida. Enne puhastamist eemaldage kogu originaalpakend. Enne auruga steriliseerimist asetage toode asjakohasesse pakendisse või mahutisse. Järgige Synthes brošüüris „Oluline teave“ esitatud puhastus- ja steriliseerimisjuhiseid.

Seadme taastötlemine

Implantaatide, instrumentide ja karpide taastötlemise täpseid juhiseid on kirjeldatud dokumendis „Oluline teave“. Instrumentide kooste ja lahtivõtmise juhised „Mitmeosaliste instrumentide lahtivõtmine“ võib alla laadida veebilehelt: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Seadme põhine lisateave

Oluline märkus hoolduse kohta

Soovitame väänet piiravate instrumentide hooldamist:

- üks kord 6 kuu jooksul või pärast igat 50. autoklaavimistsükli, olenevalt sellest, kumb toimub enne;
- juhul kui kahtlustate, et instrument pole kalibreeritud.

Hooldus on korraldatud vastava riigi müügiesindaja tavapäraste müügikanalite kaudu.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com