

---

# Bruksanvisning

## 03.835.043

### Momentbegrensende håndtak, rett med sperrenøkkel, 3 Nm

Denne bruksanvisningen er ikke ment for  
distribusjon i USA.

# Bruksanvisning

Viktig merknad til medisinsk fagpersonell og kirurgiske medarbeidere: Denne bruksanvisningen inneholder ikke all informasjon som er nødvendig for valg og bruk av en enhet. Les bruksanvisningen og Synthes-brosjyren "Viktig informasjon" nøye før bruk. Sørg for at du er kjent med riktig kirurgisk prosedyre.

## Materiale(r)

Materiale(r): Standard(er):  
Rustfritt stål ASTM F899/A276/A564  
Silikon

## Tiltenkt bruk

Det momentbegrensede håndtaket er ment å støtte implanteringen av Synthes-implantater.

## Indikasjoner og kontraindikasjoner

I tilfelle det momentbegrensede håndtaket brukes i kombinasjon med implantater eller instrumenter, se de respektive bruksanvisningene for indikasjoner og kontraindikasjoner samt ytterligere kirurgiske trinn.

## Kombinasjon av medisinske enheter

Synthes har ikke testet kompatibilitet med enheter som leveres av andre produsenter og påtar seg ikke noe ansvar i slike tilfeller.

## Behandling før enheten brukes

Synthes-produkter som leveres i ikke-steril tilstand må rengjøres og dampsteriliseres før kirurgisk bruk. Før rengjøring må du fjerne all originalforpakning. Før dampsterilisering må du plassere produktet i en godkjent innpakning eller beholder. Følg rengjørings- og steriliseringsinstruksjonene som gis i Synthes-brosjyren "Viktig informasjon".

## Reposessering av enheten

Detaljerte instruksjoner for reposessering av implantater, instrumenter og bokser er beskrevet i den vedlagte Viktig Informasjon. Monterings- og demonteringsinstruksjoner for instrumenter "Demontering av flerdelsinstrumenter" kan lastes ned fra: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Ytterligere enhetsspesifikk informasjon

Viktig merknad om service

Vi anbefaler at det utføres service på momentbegrensede instrumenter:

- En gang hver 6. måned eller etter hver 50. autoklaveringsyklus, det som måtte inntreffe først
  - Hvis du mistenker at instrumentet ikke er riktig kalibrert
- Service håndteres gjennom normale salgskanaler for datterselskapet i det respektive landet.



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
[www.jnjmedicaldevices.com](http://www.jnjmedicaldevices.com)