
Návod k použití

387.346 Stabilizační základna SynFrame pro operační stůl, izolovaná, tmavě modrá

Tento návod k použití není určen k distribuci ve Spojených státech.

Návod k použití

387.346 Stabilizační základna SynFrame pro operační stůl, izolovaná, tmavě modrá
Před použitím si přečtěte tento návod k použití, příručku „Důležité informace“ společnosti Synthes a odpovídající popis chirurgických technik. Ujistěte se, že jste obeznámeni s vhodnou chirurgickou technikou.

Stabilizační základna SynFrame pro operační stůl (387.346) umožňuje polohování pacientů bez uzemnění. S tímto produktem je proto nutné zacházet opatrně. Jakékoli poškození této součásti, zejména jejího izolačního materiálu, může vést ke ztrátě izolace nebo poranění pacienta.

Materiál

Materiály	Normy
Nerezová ocel (SSt)	ASTM F899 / A276 / ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)	ASTM F899 / A276
Slitina hliníku (Al 6082)	ASTM B221M / DIN EN 573
Polyfenylsulfon (PPSU)	

Polohování pacientů bez uzemnění

Systém SynFrame je izolovaný stabilizační základnou SynFrame pro operační stůl (387.346) od uzemněného operačního stolu v souladu s bezpečnostními normami IEC 60601-1 a 2-2, VDE 0750 část 2 a VDE 0753 o polohování pacientů bez uzemnění.

Společnost Synthes může poskytnout polohování pacienta bez uzemnění, pouze pokud je systém SynFrame použit v kombinaci se stabilizační základnou SynFrame pro operační stůl (387.346), která musí být v perfektním stavu.

Stabilní konstrukce SynFrame

Stabilizační základna SynFrame odpovídá rozměrům vodící trubky SynFrame pro základní systém (387.343) a poskytuje stabilní konstrukci.

Ošetření před použitím prostředku

Produkty společnosti Synthes dodávané v nesterilním stavu musí být před chirurgickým použitím očištěny a sterilizovány parou. Před čištěním sejměte veškeré původní obaly. Před sterilizací parou produkty obalte schváleným materiálem nebo je vložte do schválené nádoby. Dodržujte pokyny pro čištění a sterilizaci uvedené v příručce „Důležité informace“ společnosti Synthes.

Desinfekce a čištění

Na odstranění nečistot použijte slabý čisticí a desinfekční přípravek.

Pokud se čisticí přípravek používá společně s desinfekčním přípravkem, doporučuje se použití přípravků od stejného výrobce. Ujistěte se, že jsou oba přípravky vzájemně kompatibilní a přísně dodržujte pokyny výrobce s ohledem na koncentraci a dobu namáčení.

Příprava / opětovná příprava prostředku

Podrobné pokyny pro přípravu implantátů a opětovnou přípravu opakovaně použitelných prostředků, nástrojových podnosů a pouzder jsou popsány v příručce „Důležité informace“ společnosti Synthes.

Poznámka: Nesterilizujte plazmou.

Rozebrání

Stabilizační základna SynFrame nesmí být za žádných okolností demontována, protože to může způsobit poškození a narušit izolační vlastnosti.

Kombinace zdravotnických prostředků

Společnost Synthes netestovala kompatibilitu svých prostředků s prostředky jiných výrobců a nepřijímá v takovém případě žádnou odpovědnost.

Varování

Před každým zdravotnickým použitím zkontrolujte, zda stabilizační základna SynFrame není poškozená, a to zejména s ohledem na poškození izolačního plastového povrchu, jako jsou trhliny nebo napěťové praskliny.

Poškozené stabilizační základny SynFrame se nesmí znovu používat. V případě pochybností se poraďte s místním zástupcem společnosti Synthes.

Stabilizační základna SynFrame se nesmí používat po datu expirace.

Další informace o zacházení se stabilizační základnou SynFrame najdete v příručce pro chirurgické techniky SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com