
Kasutusjuhend

387.346 Operatsioonilaua kinnitusalus SynFrame, isoleeritud, tumesinine

Käesolev kasutusjuhend ei ole ette nähtud
levitamiseks Ameerika Ühendriikides.

Kasutusjuhend

Operatsioonilaua kinnitusalus SynFrame (387.346), isoleeritud, tumesinine
Enne kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit, Synthes'i brošüüri „Oluline teave“ ja vastavaid kirurgiliste meetodite juhendeid. Veenduge, et tunnete asjakohast kirurgilist meetodit.

Operatsioonilaua kinnitusalus SynFrame (387.346) võimaldab patsiendi maandusvaba paigutamist. Seega tuleb toodet käsitleda ettevaatlikult. Selle komponendi, eriti selle isoleermaterjali kahjustused, võivad põhjustada patsiendi isolatsiooni kadu või vigastusi.

Materjal

Materjalid	Standardid
Roostevaba teras (SSt)	ASTM F899 / A276 / ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)	ASTM F899 / A276
Alumiiniumsulam (Al 6082)	ASTM B221M / DIN EN 573
Polüfenüülsulfoon (PPSU)	

Patsiendi maandusvaba paigutamine

Süsteemis SynFrame on operatsioonilaua kinnitusalus SynFrame (387.346) isoleeritud maandatud operatsioonilauast, lähtudes patsiendi maandusvaba paigutamist käsitlevatest ohutusstandarditest IEC 60601-1 ja 2-2, VDE 0750 2. osast ning VDE 0753.

Synthes saab pakkuda patsiendi maandusvaba paigutamist ainult juhul, kui SynFrame kasutatakse kombineerituna operatsioonilaua kinnitusalussega SynFrame (387.346), mis peab olema töökorras.

SynFrame stabiilne konstruktsioon

Kinnitusalus SynFrame sobib baassüsteemi juhtvooliku SynFrame mõõtmetega (387.343) ja tagab stabiilse konstruktsiooni.

Toimingud enne seadme kasutamist

Synthes'i tooted, mis on tarnitud mittesteriilsetena, tuleb enne kirurgilist kasutamist puhastada ja auruga steriliseerida. Enne puhastamist eemaldage kogu originaalpakend. Enne auruga steriliseerimist asetage toode asjakohasesse pakendisse või mahutisse. Järgige Synthes'i brošüüris „Oluline teave“ esitatud puhastus- ja steriliseerimisjuhiseid.

Desinfitseerimine ja puhastamine

Mustuse eemaldamiseks kasutage nõrku puhastus- ja desinfektsioonivahendeid.

Kui puhastusvahendit kasutatakse koos desinfektsioonivahendiga, on soovitatav kasutada sama tootja desinfitseerimis- ja puhastusvahendit. Veenduge, et lahused ühilduksid ja järgitakse rangelt tootja juhiseid kontsentratsiooni ja leotusaja kohta.

Seadme töötlemine/taastötlemine

Implantaatide töötlemise ning korduskasutatavate seadmete, instrumendialuste ja karpide taastötlemise üksikasjalikud juhised on toodud Synthes'i brošüüris „Oluline teave“.

Märkus. Ärge steriliseerige plasmaga.

Lahtivõtmine

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi kinnitusalus SynFrame lahti võtta, sest see võib kahjustusi tekitada ja rikub selle isoleerivaid omadusi.

Meditsiiniseadmete kombinatsioon

Synthes ei ole katsetanud ühilduvust teiste tootjate seadmetega ning ei võta sellistel juhtudel endale mingit vastutust.

Hoiatus

Kontrollige kinnitusalus SynFrame võimaliku kahjustuse suhtes enne igat meditsiinilist kasutuskorda, eriti seoses isoleeriva plastpinna kahjustused, nagu praod ja pingemõrad.

Kahjustatud SynFrame kinnitusalusid ei tohi uuesti kasutada. Kahtluste korral pidage nõu oma kohaliku Synthes'i esindajaga.

SynFrame kinnitusalusid ei tohi kasutada pärast aegumiskuupäeva.

Täpsema teabe saamiseks SynFrame kinnitusalusel kohta tutvuge SynFrame kirurgilise meetodiga (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com