
Lietošanas instrukcija

387.346 SynFrame atbalsta pamatne operāciju galdam, izolēta, tumši zila

Šī lietošanas instrukcija nav paredzēta
izplatīšanai ASV.

Lietošanas instrukcija

387.346 SynFrame atbalsta pamatne operāciju galdam, izolēta, tumši zila

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju, Synthes brošūru "Svarīga informācija" un atbilstošos ķirurģisko metožu aprakstus. Jums ir jāpārzina attiecīgās ķirurģijas metodes.

SynFrame atbalsta pamatne operāciju galdam (387.346) ļauj pozicionēt pacientu bez zemēšanas. Tāpēc ar šo izstrādājumu ir jārikojas uzmanīgi. Jebkurš šīs sastāvdaļas bojājums, it sevišķi izolācijas bojājums, var izraisīt izolācijas zudumu vai pacienta savainojumu.

Materiāls

Materiāli	Standarti
Nerūsošais tērauds (SSt)	ASTM F899/A276/ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)	ASTM F899/A276
Alumīnija sakausējums (Al 6082)	ASTM B221M/DIN EN 573
Polifenilsulfons (PPSU)	

Pacienta pozicionēšana bez zemēšanas

SynFrame atbalsta pamatne operāciju galdam (387.346) nodrošina sistēmas SynFrame izolāciju no iezemētā operāciju galda saskaņā ar drošības standartu IEC 60601-1 un 2-2, VDE 0750 2. daļu un VDE 0753 attiecībā uz pacienta pozicionēšanu bez zemēšanas.

Synthes var nodrošināt pacienta pozicionēšanu bez zemēšanas tikai tad, ja sistēma SynFrame tiek lietota kopā ar SynFrame atbalsta pamatni operāciju galdam (387.346), kura ir nevainojamā stāvoklī.

SynFrame stabilā konstrukcija

SynFrame atbalsta pamatne atbilst SynFrame pamatsistēmas virzītājcaurules izmēriem (387.343) un nodrošina stabilu konstrukciju.

Apstrāde pirms ierīces lietošanas

Synthes izstrādājumi, kas tiek piegādāti nesterili, pirms izmantošanas ķirurģijā ir jānotīra un jāsterilizē ar tvaiku. Pirms tīrīšanas noņemiet visu oriģinālo iepakojumu. Pirms sterilizācijas ar tvaiku ievietojiet izstrādājumu apstiprinātā iepakojumā vai tvertnē. Ievērojiet tīrīšanas un sterilizācijas norādījumus, kas sniegti Synthes brošūrā "Svarīga informācija".

Dezinfekcija un tīrīšana

Lai notīrītu netīrumus, lietojiet saudzīgus tīrīšanas un dezinfekcijas šķīdumus.

Ja tīrīšanas līdzeklis tiek izmantots kopā ar dezinfekcijas līdzekli, ir ieteicams izmantot viena ražotāja dezinfekcijas un tīrīšanas piedevu. Pārļiecinieties, vai šķīdumi ir savstarpēji saderīgi, un stingri ievērojiet ražotāja norādījumus attiecībā uz koncentrāciju un mērcēšanas laiku.

Ierīces apstrāde / atkārtota apstrāde

Detalizēti norādījumi par implantātu apstrādi un atkārtoti izmantojamo ierīču, instrumentu paplašu un ietvaru atkārtotu apstrādi ir aprakstīti Synthes brošūrā "Svarīga informācija".

Piezīme: neveiciet sterilizēšanu ar plazmu.

Izjaukšana

SynFrame atbalsta pamatni nekādā gadījumā nedrīkst izjaukt, jo tādējādi var radīt bojājumus un pasliktināt tās izolācijas īpašības.

Medicīnas ierīču kombinēšana

Uzņēmums Synthes nav pārbaudījis saderību ar ierīcēm, ko piedāvā citi ražotāji, un šajā ziņā atbildību neuzņemas.

Brīdinājums

Pirms katras medicīniskās izmantošanas reizes pārbaudiet, vai SynFrame atbalsta pamatnei nav bojājumu, it īpaši plastmasas izolējošās virsmas bojājumu, piemēram, lūzumam vai nospiegējuma radītu plaisu.

Bojātu SynFrame atbalsta pamatni nedrīkst lietot vēlreiz. Šaubu gadījumā sazinieties ar Synthes vietējo pārstāvi.

SynFrame atbalsta pamatni nedrīkst lietot pēc derīguma termiņa beigām.

Papildu informāciju par apiešanos ar SynFrame atbalsta pamatni skatiet SynFrame ķirurģisko metožu aprakstā (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com