
Naudojimo instrukcijos 387.346 „SynFrame“ operacinės stalo pagrindas, izoliuotas, tamsiai mėlynas

Ši naudojimo instrukcija neskirta platinti JAV.

Naudojimo instrukcijos

387.346 „SynFrame“ operacinės stalo pagrindas, izoliuotas, tamsiai mėlynas
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas, „Synthes“ brošiūrą „Svarbi informacija“ ir atitinkamų chirurginių metodų aprašą. Įsitinkite, kad gerai išmanote reikiamą chirurginį metodą.

„SynFrame“ operacinės stalo pagrindas (387.346) suteikia galimybę paguldyti pacientą nenaudojant įžeminimo. Todėl su šiuo gaminiu būtina elgtis atsargiai. Bet koks šio komponento (ypač jo izoliacinės medžiagos) apgadinimas gali lemti izoliacijos praradimą ar paciento sužalojimą.

Medžiaga

Medžiagos	Standartai
Nerūdijantysis plienas (SSt)	ASTM F899 / A276 / ISO 7153-1
„Nitronic 60“ (SSt)	ASTM F899 / A276
Aliuminio lydinys (Al 6082)	ASTM B221M / DIN EN 573
Polifenilsulfonas (PPSU)	

Paciento paguldymas nenaudojant įžeminimo

„SynFrame“ sistemą nuo įžeminto operacinės stalo izoliuoja „SynFrame“ operacinės stalo pagrindas (387.346), tai atitinka saugos standartus IEC 60601-1 ir 2-2, VDE 0750 2 dalį ir VDE 0753, apibrėžiančius paciento paguldymą nenaudojant įžeminimo.

„Synthes“ gali užtikrinti paciento paguldymą nenaudojant įžeminimo, tik jei „SynFrame“ naudojama su „SynFrame“ operacinės stalo pagrindu (387.346), kurio būklė yra be priekaištų.

Stabili „SynFrame“ konstrukcija

„SynFrame“ pagrindo matmenys atitinka bazinės sistemos „SynFrame“ kreipiančiojo vamzdžio (387.343) matmenis ir užtikrina stabilią konstrukciją.

Įtaiso paruošimas prieš naudojant

„Synthes“ gaminiai, kurie tiekiami nesterilūs, turi būti nuvalyti ir sterilizuoti garais prieš naudojant per chirurginę procedūrą. Prieš valydami pašalinkite visą originalią pakuotę. Prieš sterilizavimą garais patalpinkite produktą į patvirtintą vyniojamąją pakuotę arba į talpyklą. Laikykitės valymo ir sterilizavimo instrukcijos, pateiktos „Synthes“ brošiūroje „Svarbi informacija“.

Dezinfekavimas ir valymas

Nešvarumams pašalinti naudokite švelnius valymo ir dezinfekavimo tirpalus.

Jei valymo medžiaga naudojama su dezinfekantu, patartina naudoti to paties gamintojo dezinfekantą ir valymo priedą. Įsitinkite, kad tirpalai suderinami, ir griežtai laikykitės gamintojo instrukcijų, susijusių su koncentracija ir mirkymo trukme.

Įtaiso apdorojimas / pakartotinis apdorojimas

Išsamios implantų apdorojimo ir daugkartinių įtaisų, instrumentų padėklų bei dėžių pakartotinio apdorojimo instrukcijos pateiktos „Synthes“ brošiūroje „Svarbi informacija“.

Pastaba: nesterilizuoti plazma.

Išmontavimas

Jokiomis aplinkybėmis negalima išmontuoti „SynFrame“, nes taip gaminį galima apgadinti ir pakenkti jo izoliacinėms savybėms.

Medicininį įtaisų derinimas

„Synthes“ neišbandė suderinamumo su kitų gamintojų tiekiamais įtaisais ir tokiais atvejais nepriima jokios atsakomybės.

Įspėjimas

Kaskart prieš naudodami medicininiais tikslais patikrinkite, ar „SynFrame“ pagrindas neapgadintas, ypač tai liečia tokius izoliacinio plastikinio paviršiaus defektus, kaip lūžiai ir įskilimai dėl įtempimo.

Apgadintų „SynFrame“ pagrindų naudoti nebegalima. Jei abejojate, pasitarkite su vietos „Synthes“ atstovu.

„SynFrame“ pagrindo nebegalima naudoti pasibaigus tinkamumo terminui.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie „SynFrame“ pagrindo tvarkymą, žr. „SynFrame“ chirurginių metodų aprašą (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com