
Gebruiksaanwijzing

387.346 SynFrame ondersteunende basis voor OK-tafels, geïsoleerd, donkerblauw

Deze gebruiksaanwijzing is niet bedoeld voor
verspreiding in de VS.

Gebruiksaanwijzing

387.346 SynFrame ondersteunende basis voor OK-tafels, geïsoleerd, donkerblauw Lees vóór gebruik deze gebruiksaanwijzing, de brochure "Belangrijke informatie" van Synthes en de bijbehorende chirurgische technieken zorgvuldig door. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de toe te passen chirurgische techniek.

De SynFrame ondersteunende basis voor OK-tafels (387.346) zorgt voor patënt positionering zonder aarding. Wees daarom voorzichtig bij de hantering van dit product. Alle schade aan dit onderdeel, met name aan het isolerend materiaal, kan leiden tot verlies van isoatie of letsel bij de patiënt.

Materialiaal

Materialen	Standaarden
Roestvrijstaal (RVS)	ASTM F899 / A276 / ISO 7153-1
Nitronic 60 (RVS)	ASTM F899 / A276
Aluminiumlegering (Al 6082)	ASTM B221M / DIN EN 573
Polyfenylsulfon (PPSU)	

Patënt positionering zonder aarding

Het SynFramesysteem is middels de SynFrame ondersteunende basis voor OK-tafels (387.346) geïsoleerd van de OK-tafel, in overeenstemming met de veiligheidsnormen IEC 60601-1 en 2-2, VDE 0750 deel 2 en VDE 0753 over patiënt positionering zonder aarding.

Synthes kan uitsluitend patiënt positionering zonder aarding garanderen indien de SynFrame gebruikt wordt in combinatie met de SynFrame ondersteunende basis voor OK-tafels (387.346), welke in een uitstekende staat moet zijn.

Stabiele constructie van SynFrame

De SynFrame ondersteunende basis komt overeen met de afmetingen van de SynFrame geleidende slang voor basissystemen (387.343) en biedt een stabiele constructie.

Behandeling voorafgaand aan het gebruik van het instrument

Synthes-producten die niet-steriel worden geleverd, moeten gereinigd en met stoom gesteriliseerd worden voordat ze bij operaties worden gebruikt. Verwijder vóór reiniging al het originele verpakkingsmateriaal. Doe het product vóór stoomsterilisatie in een goedgekeurde sterilisatieverpakking of -container. Volg de aanwijzingen voor reinigen en steriliseren uit de brochure "Belangrijke informatie" van Synthes.

Ontsmetten en reinigen

Gebruik milde en ontsmettende oplossingen om verontreiniging te verwijderen.

Indien een reinigingsmiddel samen met een ontsmettend middel wordt gebruikt, wordt het aanbevolen een reinigingsmiddel en ontsmettend middel van dezelfde fabrikant te gebruiken. Zorg ervoor dat de oplossingen compatibel zijn met elkaar en volg de instructies van de fabrikant met betrekking tot concentratie en inweektijd zorgvuldig op.

Verwerken/herverwerken van het instrument

Uitgebreide aanwijzingen voor het verwerken van implantaten en het herverwerken van herbruikbare instrumenten, instrumentenbakken en instrumentencassettes zijn te vinden in de door Synthes uitgegeven brochure "Belangrijke informatie."

Opmerking: Pas geen plasmasterilisatie toe.

Demonteren

De SynFrame ondersteunende basis mag nooit worden gedemonteerd aangezien zijn isolerende eigenschappen hierdoor kunnen worden beschadigd of aangetast.

Combinatie van medische hulpmiddelen

Synthes heeft de compatibiliteit met hulpmiddelen van andere fabrikanten niet getest en is niet aansprakelijk in het geval van toepassing van dergelijke combinaties.

Waarschuwing

Controleer de SynFrame ondersteunende basis vóór elke medische toepassing op mogelijke schade zoals scheurtjes, met name met betrekking tot - schade aan het isolerend plastic oppervlak.

Een beschadigd SynFrame ondersteunende basis mag niet nog een keer gebruikt worden. Neem bij twijfel contact op met uw lokale Synthes vertegenwoordiger.

De SynFrame ondersteunende basis mag na de vervaldatum niet meer worden gebruikt.

Raadpleeg de SynFrame chirurgische techniek (DSEM/SPN/0616/0530) voor meer informatie over hantering van de SynFrame ondersteunende basis.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com