
Návod na použitie

387.346 Pridržiavací podstavec SynFrame pre operačný stôl, izolovaný, tmavomodrý

Tento návod na použitie nie je určený na distribúciu v USA.

Návod na použitie

387.346 Pridržiavací podstavec SynFrame pre operačný stôl, izolovaný, tmavomodrý
Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie, brožúru spoločnosti Synthes Dôležité informácie a návod k príslušným chirurgickým technikám. Uistite sa, že dobre ovládate príslušnú chirurgickú techniku.

Pridržiavací podstavec SynFrame pre operačný stôl (387.346) umožňuje polohovanie pacienta bez uzemnenia. S týmto produktom sa preto musí zaobchádzať opatrne. Akékoľvek poškodenie tohto komponentu, najmä jeho izolačného materiálu, môže viesť k strate izolácie alebo poraneniu pacienta.

Materiál

Materiály	Normy
Nerezová oceľ (SSt)	ASTM F899 / A276 / ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)	ASTM F899 / A276
Hliníková zliatina (Al 6082)	ASTM B221M / DIN EN 573
Polyfenylsulfón (PPSU)	

Polohovanie pacienta bez uzemnenia

Systém SynFrame je izolovaný od uzemneného operačného stola prostredníctvom pridržiavacieho podstavca SynFrame pre operačný stôl (387.346) v súlade s bezpečnostnými normami IEC 60601-1 a 2-2, VDE 0750, časťou 2, a VDE 0753 o polohovaní pacienta bez uzemnenia.

Spoločnosť Synthes môže poskytnúť možnosť polohovania pacienta bez uzemnenia len v prípade, ak sa systém SynFrame používa v kombinácii s pridržiavacím podstavcom SynFrame pre operačný stôl (387.346), ktorý musí byť v bezchybnom stave.

Stabilná konštrukcia systému SynFrame

Pridržiavací podstavec SynFrame zodpovedá rozmerom zavádzacej trubice SynFrame pre základný systém (387.343) a poskytuje stabilnú konštrukciu.

Ošetrovanie pomôcky pred použitím

Výrobky Synthes dodávané v nesterilnom stave sa musia pred chirurgickým použitím očistiť a sterilizovať parou. Pred čistením odstráňte všetky pôvodné obaly. Pred sterilizáciou parou vložte výrobok do schváleného obalu alebo nádoby. Postupujte v súlade s pokynmi na čistenie a sterilizáciu uvedenými v brožúre spoločnosti Synthes Dôležité informácie.

Dezinfekcia a čistenie

Na odstránenie nečistôt použite mierne čistiace a dezinfekčné roztoky.

Ak spolu s dezinfekčným prostriedkom používate čistiaci prostriedok, odporúča sa použiť dezinfekčný prostriedok a čistiacu prísadu od toho istého výrobcu. Uistite sa, že roztoky sú navzájom kompatibilné, a prísne dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa koncentrácie a času namáčania.

Príprava na použitie/opakované použitie pomôcky

Podrobné pokyny týkajúce sa prípravy implantátov na použitie a prípravy pomôcok určených na opakované použitie, podnosov na nástroje a puzdier na opakované použitie sú uvedené v brožúre spoločnosti Synthes Dôležité informácie.

Poznámka: Nesterilizujte plazmou.

Rozoberanie

Pridržiavací podstavec SynFrame sa za žiadnych okolností nesmie rozoberať, pretože by sa tým mohol poškodiť a mohli by sa narušiť jeho izolačné vlastnosti.

Kombinácia zdravotníckych pomôcok

Spoločnosť Synthes netestovala kompatibilitu s pomôckami od iných výrobcov a v takýchto prípadoch nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Výstraha

Pred každým medicínskym použitím skontrolujte, či pridržiavací podstavec SynFrame nie je poškodený, najmä či nemá známky poškodenia izolačného plastového povrchu, akými sú napríklad zlomy alebo praskliny v dôsledku zataženia.

Poškodené pridržiavacie podstavce SynFrame sa nesmú znova používať. Ak máte pochybnosti, obráťte sa prosím na miestneho zástupcu spoločnosti Synthes.

Pridržiavací podstavec SynFrame sa nesmie používať po dátume expirácie.

Ďalšie informácie o narábaní s pridržiavacím podstavcom SynFrame si prečítajte v návode k chirurgickej technike SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel.: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com