
Bruksanvisning

387.346 SynFrame hållarbas för operationsbord, isolerad, mörkblå

Denna bruksanvisning är inte avsedd för distribution i USA.

Bruksanvisning

387.346 SynFrame hållarbas för operationsbord, isolerad, mörkblå

Läs bruksanvisningen, broschyren "Viktig information" från Synthes och motsvarande guide för kirurgisk teknik noga innan användning. Säkerställ att du är väl insatt i tillämplig kirurgisk teknik.

SynFrame hållarbas för operationsbord (387.346) tillåter jordningsfri patientpositionering. Denna produkt måste därför hanteras försiktigt. Eventuella skador på denna komponent, särskilt på dess isolerande material, kan leda till förlust av isoleringen eller skador på patienten.

Material:

Material	Standarder
Rostfritt stål (SSt)	ASTM F899 / A276 / ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)	ASTM F899 / A276
Aluminiumlegering (Al 6082)	ASTM B221M / DIN EN 573
Polyfenylsulfon (PPSU)	

Jordningsfri patientpositionering

SynFrame-systemet är isolerat av SynFrame hållarbas för operationsbord (387.346) från det jordade operationsbordet, i överensstämmelse med säkerhetsstandarderna IEC 60601-1 och 2-2, VDE 0750 del 2 och VDE 0753 om jordningsfri patientpositionering.

Synthes kan endast tillhandahålla jordningsfri patientpositionering om SynFrame används i kombination med Synframe hållarbas för operationsbord (387.346), som måste vara i perfekt skick.

Stabil konstruktion av SynFrame

SynFrame hållarbas matchar dimensionerna hos SynFrame guidningsrör för grundläggande system (387.343) och tillhandahåller en stabil konstruktion.

Behandling innan enheten används

Synthes-produkter som levereras i ett icke-sterilt tillstånd måste rengöras och ångsteriliseras före kirurgisk användning. Ta bort hela originalförpackningen innan rengöring. Placera produkten inuti ett godkänt omslag eller en godkänd behållare innan ångsterilisering. Följ instruktionerna om rengöring och sterilisering som anges i broschyren "Viktig information" från Synthes.

Desinfektion och rengöring

Använd milda rengörings- och desinfektionslösningar för att avlägsna orenheter.

Om ett rengöringsmedel används tillsammans med desinfektionsmedlet rekommenderar vi användning av både desinfektionsmedel och rengöringstillsats från samma tillverkare. Se till att lösningarna är kompatibla med varandra och följ strikt tillverkarens anvisningar gällande koncentration och blötläggningstid.

Bearbetning/ombearbetning av enheten

Detaljerade anvisningar för bearbetning av implantat och ombearbetning av återanvändbara enheter, instrumentbrickor och askar ges i Synthes broschyr "Viktig information".

Obs! Plasmasterilisera inte.

Demontering

Under inga omständigheter får SynFrame hållarbas demonteras eftersom detta kan orsaka skada och försämra dess isolerande egenskaper.

Kombination av medicintekniska enheter

Synthes har inte utfört tester gällande kompatibilitet med enheter som tillhandahålls av andra tillverkare och påtar sig inget ansvar i sådana fall.

Varning

Kontrollera om SynFrame hållarbas har några synliga skador före varje medicinsk tillämpning, särskilt skador på den isolerande plastytan såsom brott eller spänningssprickor.

Skadade SynFrame hållarbaser får inte användas igen. Vid tvivel rådfrågar du din Synthes-representant.

SynFrame hållarbas får inte användas efter utgångsdatumet.

För mer information om hantering av SynFrame hållarbas hänvisas till den kirurgiska tekniken SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com