
Kullanım Talimatları

Ameliyat Masası için 387.346 SynFrame Tutma Tabanı, yalıtkanlı, koyu mavi

Bu kullanım talimatları ABD'de dağıtılmak üzere tasarlanmamıştır.

Kullanım Talimatları

Ameliyat Masası için 387.346 SynFrame Tutma Tabanı, yalıtkanlı, koyu mavi Kullanmadan önce lütfen bu kullanım talimatları, Synthes "Önemli Bilgiler" broşürünü ve ilgili Cerrahi Teknik Kılavuzunu dikkatle okuyun. Uygun cerrahi tekniğe aşına olduğunuzdan emin olun.

Ameliyat Masası için SynFrame Tutma Tabanı (387.346), topraklamasız hasta pozisyonlandırmaya imkan sağlar. Dolayısıyla, bu ürün dikkatli kullanılmalıdır. Yalıtkan malzemesi başta olmak üzere bu bileşenin herhangi bir hasar görmesi, yalıtım kaybına veya hastanın yaralanmasına yol açabilir.

Materyal

Materyaller	Standartlar
Paslanmaz Çelik (SS)	ASTM F899 / A276 / ISO 7153-1
Nitronik 60 (SS)	ASTM F899 / A276
Alüminyum Alaşım (Al 6082)	ASTM B221M / DIN EN 573
Polifenilsülfon (PPSU)	

Topraklamasız hasta pozisyonlandırma

Güvenlik standartları IEC 60601-1 ve 2-2, topraklamasız hasta pozisyonlandırma ile ilgili VDE 0750 kısım 2 ve VDE 0753 ile uyumlu olarak, SynFrame Sistem, topraklanmış Ameliyathane masasından Ameliyathane Masası için SynFrame Tutma Tabanı (387.346) ile yalıtılır.

Synthes yalnızca SynFrame'in mükemmel durumda olması gereken Ameliyathane Masası için SynFrame Tutma Tabanı (387.346) ile birlikte kullanılması durumunda topraklamasız hasta pozisyonlandırma güvencesi verebilir.

SynFrame'in stabil yapısı

SynFrame Tutma Tabanı, Temel Sistem için SynFrame Kılavuz Tüp (387.343) boyutlarına uygundur ve stabil bir yapı sağlar.

Cihazın kullanımından önce yapılması gereken işlem

Steril olmayan durumda sağlanan Synthes ürünleri cerrahi kullanımdan önce temizlenmeli ve buharla sterilize edilmelidir. Temizlemeden önce tüm orijinal ambalajı çıkarın. Buhar sterilizasyonu öncesinde ürünü onaylanmış bir sargı malzemesi veya kaba koyun. Synthes "Önemli Bilgiler" broşüründe verilen temizleme ve sterilizasyon talimatlarını takip edin.

Dezenfeksiyon ve temizleme

Kirleri çıkarmak için hafif temizleme ve dezenfektan çözeltileri kullanın.

Temizleme maddesi dezenfektan ile birlikte kullanılırsa, aynı üreticinin dezenfektan ve temizleme katkı maddesinin kullanılması önerilir. Çözeltilerin birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun ve konsantrasyon ve batırma süresi bakımından üretici talimatlarına tamamen uyun.

Cihazın işlemden/tekrar işlemden geçirilmesi

İmplantların işlemden geçirilmesi ve tekrar kullanılabilir cihazların, enstrüman tepşilerinin ve muhafazalarının tekrar işlemden geçirilmesiyle ilgili detaylı talimatlar Synthes "Önemli Bilgiler" broşüründe tarif edilmektedir.

Not: Plazma sterilizasyonu uygulamayın.

Parçalarına Ayırma

Yalıtkan özelliklerine hasar verebileceği ve bozabileceği için, SynFrame Tutma Tabanı hiçbir koşulda parçalarına ayrılmamalıdır.

Tıbbi cihazların kombinasyonu

Synthes, diğer üreticiler tarafından temin edilen cihazlarla uyumluluğu test etmemiştir ve bu tip durumlarda sorumluluk kabul etmez.

Uyarı

Her tıbbi uygulamadan önce SynFrame Tutma Tabanı'nı özellikle yalıtkanlı plastik yüzeyde kırılma veya gerilim çatlakları gibi hasarlar başta olmak üzere olası hasara karşı kontrol edin.

Hasar görmüş SynFrame Tutma Tabanları tekrar kullanılmamalıdır. Emin değilseniz, lütfen yerel Synthes temsilcinize danışın.

SynFrame Tutma Tabanı son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

SynFrame Tutma Tabanı'nın kullanımı hakkında daha fazla bilgi için SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530) cerrahi tekniğine başvurun.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com