
Naudojimo instrukcija

03.835.043

Sukimo momentą ribojanti rankena, tiesi,
su reketo mechanizmą turinčiu raktu, 3 Nm

Ši naudojimo instrukcija neskirta platinti JAV.

Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, „Synthes“ brošiūrą „Svarbi informacija“ ir atitinkamų chirurginių metodų aprašą. Įsitinkite, kad esate susipažinę su reikiamu chirurginiu metodu.

Medžiaga (-os)

Medžiaga (-os): Standartas (-ai):
Nerūdijantysis plienas ASTM F899/A276/A564
Silikonas

Numatytoji paskirtis

Sukimo momentą ribojanti rankena skirta padėti įsodinti „Synthes“ implantus.

Indikacijos ir kontraindikacijos

Jei sukimo momentą ribojanti rankena naudojama kartu su implantais ar instrumentais, indikacijos, kontraindikacijos ir papildomi chirurginius veiksmus žr. atitinkamuose chirurginiuose metoduose.

Medicinių įtaisų suderinimas

„Synthes“ neišbandė suderinamumo su kitų gamintojų įtaisais ir tokiais atvejais neprisiima jokios atsakomybės.

Įtaiso paruošimas prieš naudojant

„Synthes“ gaminius, kurie tiekiami nesterilūs, būtina išvalyti ir sterilizuoti garu prieš naudojant chirurgijai. Prieš valydami, pašalinkite visas originalias pakuotes. Prieš sterilizuodami garu, įvyniokite gaminį į patvirtintą vyniojamąją medžiagą arba įdėkite į talpyklą. Laikykitės valymo ir sterilizavimo instrukcijos, pateiktos „Synthes“ brošiūroje „Svarbi informacija“.

Įtaiso pakartotinis apdorojimas

Išsamūs implantų, instrumentų ir dėklų pakartotinio apdorojimo nurodymai yra pateikti dalyje „Svarbi informacija“. Instrumentų sumontavimo ir išmontavimo instrukciją „Daugiakomponentų instrumentų išmontavimas“ galima atsisiųsti šioje svetainėje:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Konkrečiam įtaisui skirta papildoma informacija

Svarbi pastaba apie techninę priežiūrą

Sukimo momentą ribojančių instrumentų techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti:

– kas 6 mėnesius arba kas 50 sterilizavimo autoklavu ciklų, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau;

– jei įtariate, kad instrumento kalibravimas netinkamas.

Techninės priežiūros darbai atliekami naudojantis įprastais atitinkamos šalies filialo pardavimo kanalais.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com