
Bruksanvisning

03.835.043

Momentbegrensende håndtak, rett med sperrenøkkel, 3 Nm

Denne bruksanvisningen er ikke ment for
distribusjon i USA.

Bruksanvisning

Les denne bruksanvisningen, Synthes "Viktig informasjon" og korresponderende kirurgisk teknikk nøye før bruk. Kontroller at du er kjent med riktig kirurgisk teknikk.

Materiale(r)

Materiale(r): Standard(er):
Rustfritt stål ASTM F899/A276/A564
Silikon

Tenkt bruk

Det momentbegrensende håndtaket er ment å støtte implanteringen av Synthes-implantater.

Indikasjoner og kontraindikasjoner

Hvis det momentbegrensende håndtaket brukes sammen med implantater eller instrumenter, se de respektive kirurgiske teknikkene for indikasjoner og kontraindikasjoner, og ytterligere kirurgiske tiltak.

Kombinasjon av medisinske enheter

Synthes har ikke testet kompatibilitet med enheter som leveres av andre produsenter og påtar seg ikke noe ansvar i slike tilfeller.

Behandling før enheten brukes

Synthes-produkter som leveres i ikke-steril tilstand må rengjøres og dampsteriliseres før kirurgisk bruk. Før rengjøring må du fjerne all originalforpakning. Før dampsterilisering må du plassere produktet i en godkjent innpakning eller beholder. Følg rengjørings- og steriliseringsinstruksjonene som gis i Synthes-brosjyren "Viktig informasjon".

Reprosessering av enheten

Detaljerte instruksjoner for reprosessering av implantater, instrumenter og bokser er beskrevet i den vedlagte Viktig Informasjon. Monterings- og demonteringsinstruksjoner for instrumenter "Demontering av flerdelsinstrumenter" kan lastes ned fra: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Ytterligere enhetsspesifikk informasjon

Viktig merknad om service

Vi anbefaler at det utføres service på momentbegrensende instrumenter:

- En gang hver 6. måned eller etter hver 50. autoklaveringsyklus, det som måtte inntreffe først
- Hvis du mistenker at instrumentet ikke er riktig kalibrert

Service håndteres gjennom normale salgskanaler for datterselskapet i det respektive landet.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com