

---

# Návod k použití RIA 2 (Reamer Irrigator Aspirator)

Tento návod není určen k distribuci v USA.

# Návod k použití

RIA 2 (Reamer Irrigator Aspirator)

## Díl č.

03.404.016S  
03.404.017S  
03.404.018S  
03.404.019S  
03.404.020S  
03.404.021S  
03.404.022S  
03.404.023S  
03.404.024S  
03.404.025S  
03.404.026S  
03.404.027S  
03.404.028S  
03.404.029S  
03.404.030S  
03.404.031S  
03.404.032S  
03.404.000S  
03.404.001S  
03.404.035  
03.404.037  
03.404.038

Systém RIA 2 je určen k vystružování medulárního kanálu pro přípravu vnitřní fixace nebo odběr kosti a kostní dřevě. Systém RIA 2 sestává z jednorázových hlavice výstružníku, sady hadiček, těsnění vystružovací tyče, filtru pro odběr štěpu, proplachovacích a aspiračních hadiček a opakovaně použitelné hnací hřídele.

Sestava hadiček, hlavice výstružníku, těsnění hnací hřídele, filtr pro odběr štěpu a proplachovací a aspirační hadičky RIA 2 DePuy Synthes se dodávají sterilní a jsou určeny pouze na jednorázové použití. Hnací hřídel je nabízena pouze nesterilní.

Důležitá poznámka pro zdravotníky a personál na operačním sále: Tento návod k použití neobsahuje veškeré informace nutné k volbě a použití prostředku. Před použitím si prosím důkladně prostudujte tento návod k použití a brožuru „Důležité informace“ společnosti DePuy Synthes. Ujistěte se, že jste důkladně obeznámeni s patřičnými chirurgickými postupy.

Prostředek (prostředky)	Materiál (materiály)	Norma (normy)
Hlavice výstružníku	Nerezová ocel 440A	ASTM F899
Sady pro odběr a vystružování kosti	Polykarbonát	ISO 7391-2
	ABS (akrylnitril-butadien-styren)	ISO 19062-1
	PVC (polyvinylchlorid)	ISO 21306-2
	Kapalná silikonová pryž	ISO 14949
	HDPE (vysokohustotní polyethylen)	ASTM F755
Filtr pro odběr štěpu	FEP (fluorovaný ethylen-propylen)	ASTM D4000
	Nerezová ocel 304	ASTM F899
	Polykarbonát	ISO 7391-2
Hnací hřídel	ABS (akrylnitril-butadien-styren)	ISO 19062-1
	PVC (polyvinylchlorid)	ISO 21306-2
	Kapalná silikonová pryž	ISO 14949
	PES (polyétersulfon)	ISO 25137-1
Hnací hřídel	Nitinol	ASTM F2063
	Nerezová ocel 17-4	ASTM F 899

## Určené použití

Systém RIA 2 je určen k vystružování medulárního kanálu pro přípravu vnitřní fixace, odběr kosti a kostní dřevě nebo odstraňování detritu.

## Indikace

Systém DePuy Synthes RIA 2 je určen k použití u dospělých a adolescentních pacientů (12 až 21 let) s uzavřenými frakturami.

- K vyčištění medulárního kanálu od kostní dřevě a detritu
- K účinné úpravě velikosti medulárního kanálu pro přijetí intramedulárního implantátu nebo protězy
- K odběru morcelované autogenní kosti a kostní dřevě pro všechny chirurgické výkony vyžadující kostní štěp pro usnadnění fúze nebo vyplnění kostních defektů
- K odstranění infikované a nekrotické kosti a tkáně z medulárního kanálu při léčbě osteomyelitidy

## Kontraindikace

Žádné specifické kontraindikace.

## Cílová skupina pacientů

Neexistují žádná známá omezení patientské populace, u níž je výrobek používán, pokud jde o určené použití, indikace, kontraindikace a s ohledem na anatomii a zdravotní stav pacienta.

## Zamýšlení uživatele

Tento návod k použití sám o sobě neposkytuje dostatečné zázemí pro přímé použití prostředku nebo systému. Důrazně doporučujeme zaškolení chirurgem, který má zkušenosti se zacházením s těmito prostředky.

Tento prostředek je určen k použití kvalifikovanými zdravotnickými odborníky, např. chirurgy, lékaři, radiology, personálem na operačním sále a odborníky pověřenými přípravou prostředku. Veškerý personál, který s prostředkem pracuje, musí být plně obeznámen s určeným použitím výrobků, příslušnými chirurgickými postupy a brožurou „Důležité informace“ společnosti DePuy Synthes.

## Očekávaný klinický přínos

Očekávaný klinický přínos systému RIA 2 při použití v souladu s návodem k použití a doporučeným postupem:

- Odběr morcelovaného autologního kostního štěpu
- Odstranění detritu z infikovaného medulárního kanálu
- Jednoprůchodové vystružení pro akceptaci intramedulárního implantátu

## Výkonnostní charakteristiky prostředku

Společnost DePuy Synthes stanovila výkonnost a bezpečnost RIA 2, který představuje moderní zdravotnický prostředek a funguje podle určení při vystružování medulárního kanálu pro přípravu vnitřní fixace, odběr kosti a kostní dřevě nebo odstranění detritu při použití podle návodu k použití a označení výrobku.


## Potenciální nežádoucí příhody, nežádoucí vedlejší účinky a zbytková rizika

- Nežádoucí tkáňové reakce
- Infekce
- Poškození okolních struktur
- Embolie
- Neurovaskulární poškození
- Prodloužení operace
- Poškození kosti
- Fraktura kosti v průběhu operace
- Fraktura kosti po operaci
- Poranění uživatele
- Nespokojenost uživatele


## Sterilní prostředek

**STERILE R** Sterilizováno zářením

Sterilní implantáty skladujte v původním ochranném balení a z balení je vytažte až bezprostředně před použitím.

 V případě poškozeného balení prostředek nepoužívejte

Před použitím zkontrolujte datum expirace a ujistěte se, že není porušen sterilní obal. V případě poškozeného obalu nebo prošlého data expirace prostředek nepoužívejte.

 Nesterilizujte opakovaně

Resterilizace RIA 2 může způsobit, že prostředek nebude sterilní, nebude splňovat specifikace výkonnosti nebo se změní vlastnosti materiálu.

## Prostředek na jedno použití



Nepoužívejte opakovaně

Označuje zdravotnický prostředek určený pro jednorázové použití nebo pro použití u jednoho pacienta během jednoho zákroku.

Opětovné použití nebo zpracování (například čištění a opětovná sterilizace) může narušit strukturální celistvost prostředku nebo způsobit jeho závadu, což může vést k poranění, onemocnění nebo úmrtí pacienta.

Opakované použití nebo opakované zpracování prostředků na jedno použití navíc představuje riziko kontaminace, například v důsledku přenosu infekčního materiálu z jednoho pacienta na druhého. To může vést k poranění nebo smrti pacienta nebo uživatele.

## Varování a bezpečnostní opatření

- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda není hnací hřídel zkorodovaná, porýpaná, ohnutá, zlomená nebo poškrábaná. Pokud některý z těchto zjistíte, hnací hřídel nepoužívejte.
- Vzdálenost radiografického pravitka od kosti a poloha přijímače C-ramena ovlivňují zvětšení obrazu a následně měření průměru.
- Pro antegrádní přístup k femuru: pokud je trochanterický vstup zahnutý příliš daleko od osy femuru, existuje riziko, že ohnutí vodiče způsobí excentrické vystružení mediálního femorálního kortexu.
- Nepoužívejte vrtačku s točivým momentem vyšším než 6 Nm.
- Nepoužívejte redukční hřídel.
- Nepoužívejte elektrický pohon určený pro vystružování.
- Hlavice výstružníku jsou mimořádně ostré. Při manipulaci s hlavicí výstružníku používejte dodanou ochrannou manžetu.
- Nikdy nevystružujte bez proplachování/aspirace. Proplachovací/aspirační kapalina ochlazuje hlavici výstružníku a odstraňuje kostní dřeň a morcelovanou kost z medulárního kanálu. Průtok kapaliny je zásadní pro správnou funkci systému.
- Pravidelně kontrolujte, zda vystružovací aspirát prochází hadičkou a do odsávací nádoby. Pokud nevidíte průtok materiálu, zastavte vystružování, vypněte odsávání, vytáhněte hlavici výstružníku ven z těla pacienta a hledejte překážky v cestě průtoku.
- Zastavte odsávání, pokud se zastaví vystružování a výstružník je v kanálu. Dlouhé vystružování s odsáváním může způsobit nadměrnou ztrátu krve. K zastavení odsávání můžete použít svorky na odsávací hadici.
- Hlavice výstružníku jsou mimořádně ostré. Při manipulaci s hlavicí výstružníku používejte dodanou ochrannou manžetu.

## Kombinování zdravotnických prostředků

Společnost DePuy Synthes netestovala kompatibilitu s prostředky poskytovanými jinými výrobci a nenes odpovědnost za takové případy.

## Ošetření před použitím prostředku

Sada hadiček, hlavice výstružníku, těsnění vystružovací tyče, filtr pro odběr štěpy a proplachovací a aspirační hadičky RIA 2 DePuy Synthes se dodávají sterilní a jsou určeny pouze na jednorázové použití. Nesterilizujte opakovaně.

Hnací hřídel se dodává v nesterilním stavu a před chirurgickým použitím je nutné ji vyčistit a sterilizovat parou. Před očištěním odstraňte veškeré původní balení. Před parní sterilizací vložte výrobek do schváleného obalu nebo nádoby. Dodržujte pokyny pro čištění a sterilizaci uvedené v brožuře „Důležité informace“ společnosti DePuy Synthes.

Sterilní implantáty skladujte v původním ochranném balení a z obalu je vytahujte až bezprostředně před použitím. Před použitím zkontrolujte datum expirace a ujistěte se, že není porušen sterilní obal. Nepoužívejte, pokud je balení poškozené.

## Řešení potíží

Jakákoliv vážná nehoda vzniklá v souvislosti s prostředkem musí být nahlášena výrobcem a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se uživatel nebo pacient nachází.

## Klinické zpracování prostředku

Podrobné pokyny ke zpracování implantátů a opakovanému zpracování znovu použitelných prostředků, podnosů a pouzder na přístroje jsou uvedeny v brožuře „Důležité informace“ společnosti DePuy Synthes. Pokyny pro sestavení a rozebrání nástrojů, „Rozebrání vícedílných nástrojů“ jsou k dispozici na webových stránkách.

## Likvidace

Prostředky je nutné likvidovat jako zdravotnický prostředek v souladu s nemocničními postupy.

Ne všechny produkty jsou momentálně dostupné na všech trzích.

CE  
0123



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
[www.depuySynthes.com](http://www.depuySynthes.com)