
Lietošanas instrukcija

RIA 2 (frēzes skalotāja aspirators)

Šo lietošanas instrukciju nav paredzēts izplatīt
ASV.

Lietošanas instrukcija

RIA 2 (frēzes skalotāja aspirators)

Art. Nr.

03.404.016S
03.404.017S
03.404.018S
03.404.019S
03.404.020S
03.404.021S
03.404.022S
03.404.023S
03.404.024S
03.404.025S
03.404.026S
03.404.027S
03.404.028S
03.404.029S
03.404.030S
03.404.031S
03.404.032S
03.404.000S
03.404.001S
03.404.035
03.404.037
03.404.038

RIA 2 sistēma ir paredzēta medulārā kanāla frēzēšanai iekšējās fiksācijas sagatavošanai un/vai kaulu un kaulu smadzeņu iegūšanai. RIA 2 sistēma sastāv no vienreiz lietojamām frēzes galviņām, cauruļu komplekta, frēzēšanas stieņa noslēga, transplantāta filtra, skalošanas un aspirācijas caurulēm un atkārtoti lietojamas dzenošās vārpstas.

DePuy Synthes RIA 2 cauruļu komplekts, frēzes galviņas, dzenošās vārpstas noslēgs, transplantāta filtrs un skalošanas un aspirācijas caurules tiek piegādātas sterilas tikai vienreizējai lietošanai. Dzenošā vārpsta tiek piedāvāta tikai nesterila.

Svarīga informācija veselības aprūpes speciālistiem un operāciju zāles personālam: šie lietošanas norādījumi neietver visu nepieciešamo informāciju par ierīces izvēli un lietošanu. Lūdzu, pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas norādījumus un DePuy Synthes brošūru „Svarīga informācija”. Pārliecinieties, ka labi pārzināt attiecīgo ķirurģijas metodi.

Ierīce(-s)	Materiāli	Standarts(-i)
Frēzes galviņas	440A nerūsošais tērauds	ASTM F899
Kaula iegūšanas un frēzēšanas komplekti	Polikarbonāts	ISO 7391-2
	ABS (Akrilnitrila-butadiēna-stirola kopolimērs)	ISO 19062-1
	PVC (Polivinilhlorīds)	ISO 21306-2
	Šķidrā silikona gumija	ISO 14949
	HDPE (Augsta blīvuma polietilēns)	ASTM F755
Transplantāta filtrs	FEP (Fluorēts etilēnpropilēns)	ASTM D4000
	304 nerūsošais tērauds	ASTM F899
Dzenošā vārpsta	Polikarbonāts	ISO 7391-2
	ABS (Akrilnitrila-butadiēna-stirola kopolimērs)	ISO 19062-1
	PVC (Polivinilhlorīds)	ISO 21306-2
	Šķidrā silikona gumija	ISO 14949
	PES (Poliētersulfons)	ISO 25137-1
Dzenošā vārpsta	Nitinols	ASTM F2063
	17-4 nerūsošais tērauds	ASTM F 899

Paredzētais lietojums

RIA 2 sistēma ir paredzēta medulārā kanāla frēzēšanai iekšējās fiksācijas sagatavošanai, kaula un kaulu smadzeņu iegūšanai un/vai atlieku iztīrīšanai.

Indikācijas

The DePuy Synthes RIA 2 sistēma ir paredzēta lietošanai pieaugušajiem un pusaudžiem (no 12 līdz 21 gadiem) ar slēgtām augšanas plāksnēm.

- Lai iztīrītu kaula smadzeņu medulāro kanālu un atliekas
- Lai efektīvi izmēritu medulāro kanālu intramedulārā implanta vai protēzes lietošanai
- Lai iegūtu sadalītus autogēnos kaulus un kaula smadzenes jebkurām ķirurģiskām procedūrām, kurās nepieciešama kaula transplantācija, lai veicinātu saaugšanu un/vai aizpildītu kaulu defektus
- Lai izņemtu inficētus un nekrotiskus kaulus un audus no medulārā kanāla osteomielieta ārstēšanai

Kontrindikācijas

Īpašu kontrindikāciju nav.

Pacientu mērķgrupa

Pacientu populācijai nav zināmu ierobežojumu, kad izstrādājumu izmanto atbilstoši paredzētajam lietojumam, indikācijām, kontrindikācijām un apsverot pacienta anatomiju un veselības stāvokli.

Paredzētais lietotājs

Šie lietošanas norādījumi atsevišķi nenodrošina pietiekamu informāciju tiešai ierīces vai sistēmas lietošanai. Šo izstrādājumu izmantošanā ļoti ieteicami ir darbā ar šīm ierīcēm pieredzējuša ķirurga norādījumi.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai kvalificētiem veselības aprūpes speciālistiem, piemēram, ķirurģiem, ārstiem, radiologiem, operāciju telpas personālam un speciālistiem, kas iesaistīti ierīces sagatavošanā. Visam personālam, kas rīkojas ar ierīci, jābūt pilnībā informētam par paredzēto izstrādājuma lietošanu, piemērojamām ķirurģiskajām metodēm un DePuy Synthes brošūru „Svarīga informācija”.

Paredzami klīniskie ieguvumi

Paredzami RIA 2 sistēmas klīniskie ieguvumi, izmantojot to atbilstoši lietošanas norādījumiem un ieteicamajiem paņēmieniem, ir šādi:

- Sadalīta autologā kaula transplantāta iegūšana
- Inficēta medulārā kanāla iztīrīšana
- Sagatavošana intramedulārā implanta pieņemšanai ar vienu frēzējumu

Ierīces veiktspējas raksturlielumi

DePuy Synthes ir noteicis RIA 2 veiktspēju un drošību un apgalvo, ka šī medicīniskā ierīce atbilst modernās tehnoloģijas prasībām, ka tā darbojas kā tai paredzēts medulārā kanāla frēzēšanai iekšējās fiksācijas sagatavošanai, kaulu un kaula smadzeņu iegūšanai un/vai atlieku iztīrīšanai, ja tā tiek izmantota atbilstoši lietošanas norādījumiem un marķējumam.


Iespējamie nevēlamie notikumi, nevēlamās blakusparādības un atlikušie riski

- Audu reakcija
- Infekcija
- Apkārtējo struktūru bojājumi
- Embolija
- Neirovaskulārs bojājums
- Ķirurģiska aizkave
- Kaulu bojājumi
- Kaula lūzums operācijas laikā
- Kaula lūzums pēc operācijas
- Lietotāja traumas
- Lietotāja neapmierinātība

Sterila ierīce

STERILE R Sterilizēta ar starojumu

Glabājiet sterilos implantātus to oriģinālajā aizsargiekavojumā un izņemiet no tā tikai tieši pirms izmantošanas.

 Ja iepakojums ir bojāts, nelietojiet

Pirms izmantošanas pārbaudiet izstrādājuma derīguma termiņu un pārliecinieties par sterila iepakojuma veselumu. Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts vai ja ir beidzies derīguma termiņš.

 Nesterilizēt atkārtoti

Veicot RIA 2 atkārtotu sterilizāciju, izstrādājums var kļūt nesterils un/vai neatbilst veiktspējas specifiskācijām, un/vai var mainīties tā materiāla īpašības.

Vienreizējas lietošanas ierīce

 Nelietot atkārtoti

Apzīmē medicīnisku ierīci, kas ir paredzēta vienreizējai lietošanai vai lietošanai vienam pacientam vienas procedūras laikā.

Atkārtota lietošana vai klīniska atkārtota apstrāde (piem., tīrīšana un atkārtota sterilizācija) var nevēlami ietekmēt ierīces strukturālo veselumu un/vai izraisīt ierīces totālu disfunkciju, kas var radīt pacienta traumu, saslimšanu vai nāvi.

Turklāt vienreizējās lietošanas ierīču atkārtota lietošana vai apstrāde var radīt piesārņojuma risku, piemēram, pārnest inficētu materiālu no viena pacienta uz citu. Tādējādi var tikt izraisīta pacienta vai lietotāja trauma vai nāve.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

- Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet, vai dzenošajai vārpstai nav korozija un skrambas, un vai tā nav saliekta, salauzta vai saskrāpēta. Nelietot, ja ir novērots kāds no šiem apstākļiem.
- Radiogrāfiskā lineāla attālums no kaula līdz C-loka uztvērēja pozīcijai ietekmē attēla palielinājumu un līdz ar to arī diametra mērījumu.
- Augšstilba kaula antegrādās pieejas gadījumā: ja trohanterā pieeja leņķiski atrodas pārāk tālu no augšstilba kaula ass, pastāv risks, ka vadītājstīgas liekšana izraisīs mediālā augšstilba kaula garozas ekscentrisku frēzējumu.
- Neizmantojiet urbi ar griezes momentu, kas lielāks par 6 Nm.
- Neizmantojiet reducējošo dzīni.
- Neizmantojiet elektrisko piedziņu, kas paredzēta frēzēšanai.
- Frēzes galviņas ir ļoti asas. Rīkojoties ar frēzes galviņu, izmantojiet piegādāto aizsarguzmavu.
- Nekad nefrēzējiet, ja nenotiek skalošana/aspirācija. Skalošanas/aspirācijas šķidrums atdzesē frēzes galviņu un izņem kaula smadzenes un sadalīto kaulu no medulārā kanālā. Šķidrums plūsma ir kritiski svarīga pareizai sistēmas darbībai.
- Periodiski pārbaudiet, vai caurulē un atsūkšanas tvertnē ieklūst frēzēšanas aspirāts. Ja materiāla plūsma netiek konstatēta, pārtrauciet frēzēšanu, izslēdziet sūkni un izvelciet frēzes galviņu ārpus pacienta, lai novērtētu šķēršļu plūsmas ceļā.
- Pārtrauciet atsūkšanu, ja frēzēšana ir pārtraukta ar frēzi kanālā. Paildzināta frēzēšana ar atsūkšanu var izraisīt pārmērīgu asins zudumu. Atsūkšanas caurules skavas var izmantot atsūkšanas apstādīšanai.
- Frēzes galviņas ir ļoti asas. Rīkojoties ar frēzes galviņu, izmantojiet piegādāto aizsarguzmavu.

Medicīnas ierīču kombinācija

Uzņēmums DePuy Synthes nav pārbaudījis saderību ar ierīcēm, ko piedāvā citi ražotāji, un šajā ziņā atbildību neuzņemas.

Apstrāde pirms ierīces lietošanas

DePuy Synthes RIA 2 cauruļu komplekts, frēzes galviņas, frēzēšanas stienis noslēgs, transplantāta filtrs un skalošanas un aspirācijas caurules tiek piegādātas sterilas tikai vienreizējai lietošanai. Nesterilizēt atkārtoti.

Dzenošā vārpsta tiek piegādāta nesterila, un to pirms ķirurģiskās lietošanas ir jānotīra un jāsterilizē ar tvaiku. Pirms tīrīšanas noņemiet visu oriģinālo iepakojumu. Pirms sterilizācijas ar tvaiku, ievietojiet izstrādājumu apstiprinātā iesaiņojumā vai konteinerā. Ievērojiet tīrīšanas un sterilizācijas norādījumus, kas sniegti DePuy Synthes brošūrā „Svarīga informācija”.

Glabājiet sterilos materiālus to oriģinālajā aizsargiepakojumā un izņemiet no tā tikai tieši pirms izmantošanas. Pirms izmantošanas pārbaudiet izstrādājuma derīguma termiņu un pārliecinieties par sterilā iepakojuma veselumu. Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts.

Problēmu novēršana

Par jebkādu nopietnu stargadījumu, kas notiek saistībā ar šo ierīci, ir jāziņo ražotājam un kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā atrodas lietotājs un/vai patients.

Ierīces klīniskā apstrāde

Sīkāka informācija par implantu apstrādi un atkārtoti lietojamu ierīču, instrumenta paplašu un kastu atkārtotu apstrādi sniegta DePuy Synthes brošūrā „Svarīga informācija”. Instrumentu montāžas un demontāžas instrukcijas „Vairākdaļu instrumentu demontāža” var lejupielādēt no tīmekļa vietnes.

Likvidēšana

Šīs ierīces ir jāutilizē kā veselības aprūpei paredzētas medicīnas ierīces atbilstoši slimnīcā spēkā esošajām procedūrām.

Ne visi izstrādājumi pašlaik ir pieejami visos tirgos.


0123



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.depuyssynthes.com