

	Deassembleren		Visuele inspectie en functionaliteitscontrole
	Assembleren		Smeren met Synthes-olie (gebruik art. nr. 519.970 of 05.001.095)
	Opmerking m.b.t. assemblage		Geeft aan waar de olie moet worden aangebracht
	Handmatig reinigen*		Apparaat is defect Voer het apparaat af
	Geautomatiseerd reinigen na handmatige voorreiniging en ultrasone reiniging*		Apparaat komt in aanmerking voor onderhoud.
	Stoomsterilisatie*		
	Niet steriliseren!		
	Als een symbool is doorkruist, is de betreffende handeling niet toegestaan		
	Moersleutel		
	Allen-moersleutel		
	Beperkte rechtlijnige beweging		
	Slechts in één richting bewegen (trekken/duwen)		
	Draairichting bij continue rotatie (draaien)		
	Stevig vasthouden		
	Buig de kabels en de slangen niet		

* In de folder "Belangrijke informatie" van Synthes vindt u gedetailleerde instructies voor het handmatig reinigen, geautomatiseerd reinigen en met stoom steriliseren.