

Italiano-Italian

Accessori standard XMax® / microMax / eMax®

Indicazioni per l'uso

Per l'uso con i sistemi di trapano chirurgico pneumatici ed elettrici Anspach per tagliare e conformare ossea inclusa la colonna vertebrale e il cranio.

Nota: nel seguire queste istruzioni tenere il manipolo e gli accessori con l'estremità distale che punta in senso opposto a sé.

Montaggio degli accessori diritti/strumenti di dissezione per i manipoli con le impostazioni "SECURE" e "RELEASE"

- Collocare la manopola zigrinata del manipolo in posizione "SECURE".
- Far scorrere l'accessorio sul lato distale dell'alloggiamento del manipolo, premerlo e girarlo a destra di circa 45 gradi fino a quando non sia inserito bene.
- Tirare in giù la manopola zigrinata del manipolo e inserire lo strumento di dissezione nell'estremità distale dell'accessorio. Ruotare lentamente lo strumento di dissezione fino al suo inserimento.
- Collocare la manopola zigrinata del manipolo in posizione "SECURE".
- Avvertenza: il manipolo è ora in grado di funzionare.
- Controllare che lo strumento di dissezione sia sicuro tirando sullo stelo.
- L'accessorio e lo strumento di dissezione sono ora fissati bene.

Smontaggio

- Collocare la manopola zigrinata del manipolo in posizione "RELEASE".
- Rimuovere lo strumento di dissezione dal lato distale dell'accessorio.
- Ruotare l'accessorio a sinistra di circa 45 gradi, e rimuovere dall'estremità distale dell'alloggiamento del manipolo.

Montaggio degli accessori diritti/strumenti di dissezione per i manipoli con ■ e ■

(Il lato distale del manipo o accessorio viene diretto in direzione opposta all'utente.)

- Collocare la manopola zigrinata del manipolo in posizione "RUN" ■
- Far scorrere l'accessorio sul lato distale dell'alloggiamento del manipolo. Tirare l'accessorio verso il manipolo e girarlo a destra di circa 45 gradi fino a quando non sia inserito a fondo. La manopola zigrinata del manipolo si sposta in su sistemandosi accanto all'accessorio.
- Tirare la manopola zigrinata del manipolo verso la posizione "LOAD" ■ e inserire lo strumento di dissezione nel lato distale dell'accessorio. Ruotare lo strumento di dissezione lentamente fino a quando non sia ben sistemato.
- Collocare la manopola zigrinata del manipolo in posizione "RUN" ■.
- Avvertenza: il manipolo è ora in grado di funzionare.
- Controllare che lo strumento di dissezione sia sicuro tirando sullo stelo.
- L'accessorio e lo strumento di dissezione sono ora fissati bene.

Smontaggio

- Collocare la manopola zigrinata del manipolo in posizione "SAFE".
- Rimuovere lo strumento di dissezione dal lato distale dell'accessorio.
- Ruotare l'accessorio a sinistra di circa 45 gradi, e rimuovere dall'estremità distale dell'alloggiamento del manipolo.

Montaggio del craniotomo e degli accessori speciali (ADG/CDA)strumenti di dissezione per i manipoli con le impostazioni "SECURE" e "RELEASE"

- Tirare in giù la manopola zigrinata del manipolo e inserire lo strumento di dissezione nell'estremità distale dell'alloggiamento del manipolo. Ruotare lentamente lo strumento di dissezione fino al suo inserimento.
- Collocare la manopola zigrinata del manipolo in posizione "SECURE".

Avvertenza: il manipolo è ora in grado di funzionare.

- Controllare che lo strumento di dissezione sia sicuro tirando sullo stelo.
- Far scorrere l'accessorio sullo strumento di dissezione e sul lato distale dell'alloggiamento del manipo, premerlo e girarlo a destra di circa 45 gradi fino a quando non sia inserito bene.
- L'accessorio e lo strumento di dissezione sono ora fissati bene.

Smontaggio

- Collocare la manopola zigrinata del manipolo in posizione "RELEASE".

Montaggio del craniotomo e degli accessori speciali/strumenti di dissezione per i manipoli con ■ e ■

(Il lato distale del manipolo o accessorio viene diretto in direzione opposta all'utente.)

- Tirare la manopola zigrinata del manipolo verso la posizione "LOAD" ■ e inserire lo strumento di dissezione nel lato distale dell'alloggiamento del manipolo. Ruotare lo strumento di dissezione lentamente fino a quando non sia ben sistemato.
- Collocare la manopola zigrinata del manipolo in posizione "RUN" ■.

Avvertenza: il manipolo è ora in grado di funzionare.

- Controllare che lo strumento di dissezione sia sicuro tirando sullo stelo.
- Far scorrere l'accessorio sul lato distale dell'alloggiamento del manipolo. Tirare l'accessorio verso il manipolo e girarlo a destra di circa 45 gradi fino a quando non sia inserito a fondo. La manopola zigrinata del manipolo si sposta in su sistemandosi accanto all'accessorio.
- L'accessorio e lo strumento di dissezione sono ora fissati bene.

Smontaggio

- Collocare la manopola zigrinata del manipolo in posizione "SAFE".
- Ruotare l'accessorio a sinistra di circa 45 gradi, e rimuovere dall'estremità distale dell'alloggiamento del manipolo.
- Rimuovere lo strumento di dissezione dal lato distale dell'accessorio.

Avvertenza: si raccomanda di non usare un craniotomo insieme al comando palmare. Una forza rotativa eccessiva sul comando palmare può spostarlo facendo spegnere il manipolo.

Montaggio degli accessori ad angolo QD/strumenti di dissezione per i manipoli con le impostazioni "SECURE" e "RELEASE"

- Tirare in giù la manopola zigrinata del manipolo e far scorrere l'accessorio ad angolo sul lato distale dell'alloggiamento del manipo fino a quando non sia inserito bene. Ruotare l'accessorio a destra di circa 45 gradi.
- Collocare la manopola zigrinata del manipolo in posizione "SECURE".
- Tirare in giù la guaina di fermo sull'accessorio ad angolo e ruotare a sinistra.
- Inserire lo strumento di dissezione nell'accessorio ad angolo. Ruotare lentamente lo strumento di dissezione fino al suo inserimento.
- Lasciare andare la guaina di fermo sull'accessorio ad angolo ruolandola a destra.

Avvertenza: il manipolo è ora in grado di funzionare.

- Controllare che lo strumento di dissezione sia sicuro tirando sullo stelo.

Smontaggio

- Tirare in giù la guaina di fermo sull'accessorio ad angolo e ruotare a sinistra.
- Rimuovere lo strumento di dissezione dal lato distale dell'accessorio.
- Collocare la manopola zigrinata del manipolo in posizione "RELEASE".
- Ruotare l'accessorio a sinistra di circa 45 gradi, e rimuovere dall'estremità distale dell'alloggiamento del manipolo.

Montaggio degli accessori ad angolo QD/strumenti di dissezione per i manipoli con ■ e ■

(Il lato distale del manipolo o accessorio viene diretto in direzione opposta all'utente.)

- Collocare la manopola zigrinata del manipolo in posizione "RUN" ■

- Far scorrere l'accessorio sul lato distale dell'alloggiamento del manipolo. Tirare l'accessorio verso il manipolo e girarlo a destra di circa 45 gradi fino a quando non sia inserito a fondo. La manopla zigrinata del manipolo si sposta in su sistemandosi accanto all'accessorio.
- Tirare la guaina di fermo sull'accessorio ad angolo verso il manipo e ruotare a sinistra.
- Inserire lo strumento di dissezione nell'accessorio ad angolo. Ruotare lo strumento di dissezione lentamente fino a quando non sia ben sistemato. Lasciare andare la guaina di fermo sull'accessorio ad angolo ruolandola a destra.

Avvertenza: il manipolo è ora in grado di funzionare.

- Controllare che lo strumento di dissezione sia sicuro tirando sullo stelo.

Português-Portuguese

Acessórios de Ligação Standard XMax® / microMax / eMax®

Indicações de utilização
Para utilização com os sistemas de broca cirúrgica eléctricos e pneumáticos Anspach para cortar e moldar ossois incluindo a coluna e o crânio.

Nota: Ao seguir estas instruções manter o manípulo e os acessórios com a extremidade distal apontada para o lado oposto ao do utilizador.

Montagem de Acessórios Rectos/Instrumento de Disseção para Manípulos com a indicação "SECURE" e "RELEASE"

- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "SAFE".
- Deslizar o acessório de ligação sobre a extremidade distal da caixa do manípulo, empurrar para baixo e rodar o acessório para a direita, aproximadamente um quarto de volta, até ficar completamente encaixado.
- Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório. Rodar o instrumento de disseção lentamente até ficar completamente encaixado.
- Libertar o botão serrilhado no manípulo, colocando-o na posição "SECURE".

Aviso: Neste momento o manípulo encontra-se completamente funcional.

- Verificar a segurança do instrumento de disseção puxando o eixo do instrumento de disseção.
- Tanto o instrumento de disseção como o acessório estão seguros.

Desmontagem

- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "RELEASE".
- Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório de ligação.
- Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.

Montagem de Acessórios Rectos/Instrumento de Disseção para Manípulos com a indicação ■ e ■

(A extremidade distal do manípulo ou o acessório de ligação está apontado para longe do utilizador.)

- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "RUN" ■.
- Deslizar o acessório sobre a extremidade distal da caixa do manípulo. Deslocar o acessório na direcção do manípulo, e rodar o acessório para a direita aproximadamente um quarto de volta até ficar completamente encaixado. O botão serrilhado no manípulo desloca-se para cima para se encaixar junto ao acessório.
- Deslocar o botão serrilhado no manípulo na direcção da posição "LOAD" ■ e introduzir o instrumento de disseção na extremidade distal do acessório. Rodar o instrumento de disseção lentamente até ficar completamente encaixado.
- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "RUN" ■.

Aviso: Neste momento o manípulo encontra-se completamente funcional.

Verificar a segurança do instrumento de disseção puxando o eixo do instrumento de disseção.

- Tanto o instrumento de disseção como o acessório estão seguros.

Desmontagem

- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "RELEASE".
- Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.
- Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.
- Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal da caixa do acessório.

Aviso: Recomend-se que não seja utilizado um craníotomo juntamente com o Controlo Manual. Uma força de rotação excessiva no controlo manual pode provocar a sua deslocação, resultando na desactivação do manípulo.

Montagem do Craníotomo e Acessórios de Ligação Especializados/Instrumento de Disseção para Manípulos com a indicação ■ e ■

- Deslocar o botão serrilhado no manípulo na direcção da posição "LOAD" ■ e introduzir o instrumento de disseção na extremidade distal da caia do manípulo. Rodar o instrumento de disseção lentamente até ficar completamente encaixado.
- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "RUN" ■.

Aviso: Neste momento o manípulo encontra-se completamente funcional.

Verificar a segurança do instrumento de disseção puxando o eixo do instrumento de disseção.

Deslizar o acessório sobre a extremidade distal da caixa do manípulo.

Deslizar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.

Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório de ligação.

Aviso: Recomend-se que não seja utilizado um craníotomo juntamente com o Controlo Manual. Uma força de rotação excessiva no controlo manual pode provocar a sua deslocação, resultando na desactivação do manípulo.

Montagem de Acessórios de Ligação Angulares QD (Separação Rápida)/Instrumento de Disseção para Manípulos com a Indicação "SECURE" e "RELEASE"

- Baixar o botão serrilhado no manípulo e deslizar o acessório de ligação angular sobre a extremidade distal da caixa do manípulo até ficar completamente encaixado. Rodar o acessório de ligação para a direita, aproximadamente um quarto de volta.
- Libertar o botão serrilhado no manípulo, colocando-o na posição "SECURE".
- Baixar a manga de retenção no acessório de ligação angular e rodar para a esquerda.
- Introduzir o instrumento de disseção no acessório de ligação angular. Rodar o instrumento de disseção lentamente até ficar completamente encaixado.
- Libertar a manga de retenção no acessório de ligação angular rodando a manga de retenção para a direita.

Desmontagem

- Baixar a manga de retenção no acessório de ligação angular e rodar para a esquerda.
- Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório de ligação.
- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "RELEASE".
- Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.

Montagem de Acessórios de Ligação Angulares QD (Separação Rápida)/Instrumento de Disseção para Manípulos com a indicação ■ e ■

(A extremidade distal do manípulo ou o acessório de ligação está apontado para longe do utilizador.)

- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "RUN" ■.
- Deslizar o acessório sobre a extremidade distal da caixa do manípulo. Deslocar o acessório na direcção do manípulo, e rodar o acessório para a direita aproximadamente um quarto de volta até ficar completamente encaixado. O botão serrilhado no manípulo desloca-se para cima para se encaixar junto ao acessório.

Deslocar o botão serrilhado no manípulo para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.

Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório de ligação.

Libertar o botão serrilhado no manípulo, colocando-o na posição "SECURE".

Aviso: Todos os componentes do Sistema de Instrumentos devolvidos para assistência técnica ou reparação devem ser devidamente limpos e esterilizados, conforme aplicável, antes da sua expedição.

Aviso: Encefalopatias espongiiformes transmissíveis (EET) A DePuy Synthes Power Tools não autoriza nem aconselha a devolução de produtos que tenham estado em contacto directo com pacientes ou que tenham sido contaminados pelos fluidos do organismo de um paciente cujo diagnóstico suspeito ou confirme que sofre de uma Encefalopatia Espongiiforme Transmissível/Doença de Creutzfeldt-Jakob (EET/DCJ).

DePuy Synthes Power Tools recomenda que sejam incinerados todos os produtos Anspach utilizados num paciente cujo diagnóstico confirme que sofre de EET/DCJ. Os instrumentos de disseção Anspach utilizados num paciente que se suspeite que sofre de EET/DCJ devem ser incinerados.

Contactar o Representante de Vendas para substituição do produto incinerado sob os termos desta garantia ou para equipamento temporário enquanto o equipamento original se encontrar em quarentena. Contactar o Departamento de Assistência ao Cliente da DePuy Synthes Power Tools relativamente a continuação de EET/DCJ para obtenção de informações adicionais.

Português-Portuguese

Acessórios de Ligação Standard XMax® / microMax / eMax®

Aviso: Neste momento o manípulo encontra-se completamente funcional.

5. Verificar a segurança do instrumento de disseção puxando o eixo do instrumento de disseção.

Tanto o instrumento de disseção como o acessório estão seguros.

Desmontagem

- Baixar a manga de retenção no acessório de ligação angular em direcção ao manípulo e rodar para a esquerda.
- Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório de ligação.
- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "SAFE".
- Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.

Montagem do Acessório de Disseção Micro (MDA)/ Instrumento de Disseção para Manípulos com a indicação "SECURE" e "RELEASE"

- Segurar no Acessório de Disseção Micro (MDA) através do eixo accionador. Introduzir o instrumento de disseção no acessório MDA até que o dispositivo de corte encaixe no acessório (baixa ligeira e proximalmente e deixa de rodar). A melhor forma de alcançar este objectivo é empurrar ligeiramente durante a rotação.
- Verificar a segurança do instrumento de disseção puxando o eixo do instrumento de disseção.
- Confirmar o funcionamento do instrumento de disseção.

5. Baixar o botão serrilhado no manípulo e deslizar o Acessório de Ligação Angular sobre a extremidade distal do manípulo até ficar completamente encaixado.

Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta.

Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório de ligação.

Aviso: Neste momento o manípulo encontra-se completamente funcional.

Desmontagem

- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "RELEASE".
- Rodar lentamente o instrumento de disseção em sentidos alternados enquanto puxa distalmente.
- Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.

Montagem do Acessório de Disseção Micro/Instrumentos de Disseção para Manípulos com a indicação ■ e ■

(A extremidade distal do manípulo ou o acessório de ligação está apontado para longe do utilizador.)

- Segurar no Acessório de Disseção Micro (MDA) através do eixo accionador. Introduzir o instrumento de disseção no acessório de ligação MDA até que o dispositivo de corte encaixe no acessório. (Baixa ligeira e proximalmente e deixa de rodar). A melhor forma de alcançar este objectivo é empurrar ligeiramente durante a rotação.
- Verificar a segurança do instrumento de disseção puxando o eixo do instrumento de disseção.
- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "RUN" ■

Deslizar o acessório sobre a extremidade distal da caixa do manípulo. Deslocar o acessório na direcção do manípulo, e rodar o acessório para a direita aproximadamente um quarto de volta até ficar completamente encaixado.

Retirar o instrumento de disseção do manípulo desloca-se para cima para se encaixar junto ao acessório.

Desmontagem

- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "SAFE".
- Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório de ligação.
- Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.
- Retirar o instrumento de disseção como o acessório estão seguros.

Aviso: Neste momento o manípulo encontra-se completamente funcional.

Desmontagem

- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "SAFE".
- Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório de ligação.
- Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.

Retirar o instrumento de disseção do manípulo desloca-se para cima para se encaixar junto ao acessório.

Desmontagem

- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "SAFE".
- Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório de ligação.
- Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.
- Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório de ligação.

Aviso: Recomend-se que não seja utilizado um craníotomo juntamente com o Controlo Manual. Uma força de rotação excessiva no controlo manual pode provocar a sua deslocação, resultando na desactivação do manípulo.

Montagem de Acessórios de Ligação Angulares QD (Separação Rápida)/Instrumento de Disseção para Manípulos com a Indicação "SECURE" e "RELEASE"

- Baixar o botão serrilhado no manípulo e deslizar o acessório de ligação angular sobre a extremidade distal da caixa do manípulo até ficar completamente encaixado. Rodar o acessório de ligação para a direita, aproximadamente um quarto de volta.
- Libertar o botão serrilhado no manípulo, colocando-o na posição "SECURE".
- Baixar a manga de retenção no acessório de ligação angular e rodar para a esquerda.
- Introduzir o instrumento de disseção no acessório de ligação angular. Rodar o instrumento de disseção lentamente até ficar completamente encaixado.
- Libertar a manga de retenção no acessório de ligação angular rodando a manga de retenção para a direita.

Desmontagem

- Baixar a manga de retenção no acessório de ligação angular em direcção ao manípulo e rodar para a esquerda.
- Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório de ligação.
- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "RELEASE".
- Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.

Montagem do Acessório de Disseção Micro (MDA)/ Instrumento de Disseção para Manípulos com a indicação ■ e ■

(A extremidade distal do manípulo ou o acessório de ligação está apontado para longe do utilizador.)

- Segurar no Acessório de Disseção Micro (MDA) através do eixo accionador. Introduzir o instrumento de disseção no acessório MDA até que o dispositivo de corte encaixe no acessório (baixa ligeira e proximalmente e deixa de rodar). A melhor forma de alcançar este objectivo é empurrar ligeiramente durante a rotação.
- Verificar a segurança do instrumento de disseção puxando o eixo do instrumento de disseção.
- Confirmar o funcionamento do instrumento de disseção.

5. Baixar o botão serrilhado no manípulo e deslizar o Acessório de Ligação Angular sobre a extremidade distal do manípulo até ficar completamente encaixado.

Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta.

Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório de ligação.

Aviso: Neste momento o manípulo encontra-se completamente funcional.

Desmontagem

- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "RELEASE".
- Rodar lentamente o instrumento de disseção em sentidos alternados enquanto remove distalmente.
- Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.

Montagem do Acessório de Disseção Micro/Instrumentos de Disseção para Manípulos com a indicação ■ e ■

(A extremidade distal do manípulo ou o acessório de ligação está apontado para longe do utilizador.)

- Segurar no Acessório de Disseção Micro (MDA) através do eixo accionador. Introduzir o instrumento de disseção no acessório de ligação MDA até que o dispositivo de corte encaixe no acessório. (Baixa ligeira e proximalmente e deixa de rodar). A melhor forma de alcançar este objectivo é empurrar ligeiramente durante a rotação.
- Verificar a segurança do instrumento de disseção puxando o eixo do instrumento de disseção.
- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "RUN" ■

Deslizar o acessório sobre a extremidade distal da caixa do manípulo. Deslocar o acessório na direcção do manípulo, e rodar o acessório para a direita aproximadamente um quarto de volta até ficar completamente encaixado.

Retirar o instrumento de disseção do manípulo desloca-se para cima para se encaixar junto ao acessório.

Desmontagem

- Mover o botão serrilhado no manípulo para a posição "SAFE".
- Retirar o instrumento de disseção da extremidade distal do acessório de ligação.
- Rodar o acessório para a esquerda, aproximadamente um quarto de volta, e retirar da extremidade distal da caixa do manípulo.

Nederlands-Dutch

XMax® / microMax / eMax® standaard hulpstukken

Indicaties voor gebruik

Voor gebruik met Anspach pneumatische en elektrische chirurgische boorsystemen voor het snijden en vormen van bot, waaronder de wervelkolom en schedel.

Opmerking: Houd bij het volgen van deze instructies het handstuk en de hulpstukken met het distale uiteinde weg van de gebruiker.

Montage van rechte hulpstukken/dissectie-instrument voor handstukken met "SECURE" en "RELEASE"

- Beweeg de gekarteelde knop van het handstuk naar de "SECURE" positie.
- Schuif het hulpstuk over het distale uiteinde van de behuizing van het handstuk, duw het naar beneden en draai het hulpstuk ongeveer één kwart omwenteling naar rechts tot het volledig vastzit.
- Trek de gekarteelde knop van het handstuk naar beneden en steek het dissectie-instrument in het distale uiteinde van het hulpstuk. Draai langzaam het dissectie-instrument tot het dissectie-instrument vastzit.
- Laat de gekarteelde knop van het handstuk los naar de "SECURE" positie.

Waarschuwing: Het handstuk is op dit moment volledig werkzaam.

- Controleer of het dissectie-instrument vastzit door aan de schacht van het dissectie-instrument te trekken.
- Het hulpstuk en het dissectie-instrument zitten vast.

Demontage

- Beweeg de gekarteelde knop van het handstuk naar de "RELEASE" positie.
- Verwijder het dissectie-instrument van het distale uiteinde van het hulpstuk.
- Draai het hulpstuk ongeveer één kwart omwenteling naar links en verwijder het van het distale uiteinde van de behuizing van het handstuk.

Assemblage van de rechte hulpstukken/dissectie-instrumenten voor handstukken met ■ e ■

(Het distale uiteinde van het handstuk of hulpstuk wijst weg van de gebruiker.)

- Beweeg de gekarteelde knop van het handstuk naar de "RUN" ■ positie.
- Schuif het hulpstuk over het distale uiteinde van de behuizing van het handstuk. Verwijder het hulpstuk naar het handstuk toe en draai het hulpstuk ongeveer één kwart omwenteling naar rechts tot het volledig vastzit. De gekarteelde knop van het handstuk beweegt naar voren en komt naast het hulpstuk te zitten.