
Instrucțiuni de utilizare

03.835.043

Mâner de limitare a torsiunii, drept, cu cheie cu clichet, 3 Nm

Aceste instrucțiuni de utilizare nu sunt
destinate pentru a fi distribuite în SUA.

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, broșura Synthes „Informații importante” și tehnicile chirurgicale corespunzătoare. Asigurați-vă că v-ați familiarizat cu tehnica chirurgicală corespunzătoare.

Material(e)

Material(e): Standard(e):
Oțel inoxidabil ASTM F899/A276/A564
Silicon

Domeniul de utilizare

Mânerul de limitare a torsiunii este conceput pentru a veni în sprijinul implantării implanturilor Synthes.

Indicații și contraindicații

În cazul în care mânerul de limitare a torsiunii este utilizat în combinație cu implanturi sau instrumente, vă rugăm să consultați tehnicile chirurgicale respective pentru indicații și contraindicații și etape chirurgicale suplimentare.

Combinație de dispozitive medicale

Synthes nu a testat compatibilitatea cu dispozitive provenite de la alți producători și nu își asumă responsabilitatea în asemenea situații.

Tratament înainte de utilizarea dispozitivului

Produsele Synthes livrate în stare nesterilă trebuie curățate și sterilizate cu aburi înainte de utilizarea chirurgicală. Înainte de curățare, înlăturați întreg ambalajul original. Înainte de sterilizarea cu aburi, puneți produsul într-un ambalaj sau recipient aprobat. Respectați instrucțiunile de curățare și sterilizare din broșura Synthes „Informații importante”.

Reprocesarea dispozitivului

În secțiunea Informații importante sunt descrise instrucțiuni detaliate pentru reprocesarea implanturilor, instrumentelor și casetelor. Instrucțiuni pentru asamblarea și dezasamblarea instrumentelor, „Demontarea instrumentelor formate din mai multe piese”, pot fi descărcate de pe:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Informații suplimentare specifice dispozitivului

Notă importantă privind întreținerea

Recomandăm ca instrumentele de limitare a torsiunii să fie supuse lucrărilor de întreținere:

- O dată la fiecare 6 luni sau după fiecare 50 de cicluri în autoclave, în funcție de care dintre aceste situații apare mai întâi
- Dacă suspectați că instrumentul este decalibrat

Întreținerea se desfășoară prin intermediul canalelor normale de vânzări ale reprezentanței din țara respectivă.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com