

---

# Instrucciones de uso

## 03.835.043

### Mango con limitador dinamométrico, recto con trinquete, 3 Nm

Estas instrucciones de uso no han sido concebidas para su distribución en los EE. UU.

# Instrucciones de uso

Antes de usar el producto, lea atentamente estas instrucciones de uso, el folleto de «Información importante» de Synthes y las técnicas quirúrgicas correspondientes. Asegúrese de conocer bien la técnica quirúrgica adecuada.

## Material(es)

Material(es): Norma(s):  
Acero ASTM F899/A276/A564  
Silicona

## Uso previsto

El mango con adaptador dinamométrico está diseñado para ayudar a colocar implantes Synthes.

## Indicaciones y contraindicaciones

En caso de que el mango con adaptador dinamométrico se utilice en combinación con implantes o instrumentos, consulte las indicaciones y contraindicaciones de las técnicas quirúrgicas, y los pasos quirúrgicos adicionales de cada implante o instrumento.

## Combinación con otros productos sanitarios

Synthes no ha evaluado la compatibilidad con productos de otros fabricantes y declina toda responsabilidad en tales circunstancias.

## Preparación antes del uso

Los productos de Synthes que no se suministran estériles deben limpiarse y esterilizarse en autoclave antes a su aplicación quirúrgica. Antes de proceder a su limpieza, retire todo el embalaje original. Antes de proceder a la esterilización en autoclave, coloque el producto en un envoltorio o recipiente autorizados. Siga las instrucciones de limpieza y esterilización contenidas en el folleto adjunto de Synthes «Información importante».

## Reprocesamiento del producto

En el prospecto de «Información importante» se ofrecen instrucciones detalladas para el reprocesamiento de implantes, instrumentos y cajas. Las instrucciones de montaje y desmontaje de los instrumentos compuestos de varias piezas («Desmontaje de instrumentos de varias piezas») pueden descargarse desde internet: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Información específica complementaria

Nota importante sobre mantenimiento

Recomendamos que los instrumentos dinamométricos se envíen al servicio técnico:

- Cada 6 meses, o después de 50 ciclos de esterilización en autoclave, lo que antes suceda
- Si sospecha que el instrumento ha perdido la calibración

El envío al servicio técnico se realiza a través de los canales habituales de venta de la filial correspondiente.



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)