

---

# Instrucțiuni de utilizare

## 03.835.043

### Mâner de limitare a torsiunii, drept, cu cheie cu clichet, 3 Nm

Aceste instrucțiuni de utilizare nu sunt  
destinate pentru a fi distribuite în SUA.

# Instrucțiuni de utilizare

Notă importantă pentru specialiștii din domeniul medical și personalul din sala de operații: aceste instrucțiuni de utilizare nu cuprind toate informațiile necesare pentru selectarea și utilizarea unui dispozitiv. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și broșura Synthes „Informații importante” înainte de utilizare. Asigurați-vă că v-ați familiarizat cu procedura chirurgicală corespunzătoare.

## Material(e)

Material(e): Standard(e):  
Oțel inoxidabil ASTM F899/A276/A564  
Silicon

## Domeniul de utilizare

Mânerul de limitare a torsiunii este conceput pentru a veni în sprijinul implantării implanturilor Synthes.

## Indicații și contraindicații

În cazul în care mânerul limitator de cuplu este utilizat în combinație cu implanturi sau instrumente, consultați instrucțiunile de utilizare corespunzătoare, pentru a vedea indicațiile și contraindicațiile, precum și etapele chirurgicale suplimentare.

## Combinație de dispozitive medicale

Synthes nu a testat compatibilitatea cu dispozitive provenite de la alți producători și nu își asumă responsabilitatea în asemenea situații.

## Tratament înainte de utilizarea dispozitivului

Producele Synthes livrate în stare nesterilă trebuie curățate și sterilizate cu aburi înainte de utilizarea chirurgicală. Înainte de curățare, înlăturați întreg ambalajul original. Înainte de sterilizarea cu aburi, puneți produsul într-un ambalaj sau recipient aprobat. Respectați instrucțiunile de curățare și sterilizare din broșura Synthes „Informații importante”.

## Reprocesarea dispozitivului

În secțiunea Informații importante sunt descrise instrucțiuni detaliate pentru reprocesarea implanturilor, instrumentelor și casetelor. Instrucțiuni pentru asamblarea și dezasamblarea instrumentelor, „Demontarea instrumentelor formate din mai multe piese”, pot fi descărcate de pe:

<http://emea.depuyorthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Informații suplimentare specifice dispozitivului

Notă importantă privind întreținerea

Recomandăm ca instrumentele de limitare a torsiunii să fie supuse lucrărilor de întreținere:

- O dată la fiecare 6 luni sau după fiecare 50 de cicluri în autoclave, în funcție de care dintre aceste situații apare mai întâi
- Dacă suspectați că instrumentul este decalibrat

Întreținerea se desfășoară prin intermediul canalelor normale de vânzări ale reprezentanței din țara respectivă.



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
[www.jnjmedicaldevices.com](http://www.jnjmedicaldevices.com)